

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



BD 600

Präzise, automatische und direkte Kontrolle Ihrer Abwasserproben



- Bedienerfreundlich
- Großes, beleuchtetes & brillantes Grafikdisplay
- Grafische Darstellung der Messwerte
- USB- & SD-Datentransfer

Bestell-Nr.: 2444460

Das BD 600 ist das ideale System zur Prozesskontrolle oder als zusätzlicher Test zur Verdünnungsmethode. Die Verwendung eines respirometrischen Systems löst viele der Probleme, die mit der Verdünnungsmethode für die BSB-Analyse verbunden sind.

Deutlich reduzierte Probenvorbereitung

Es ist einfach, mit dem Sammeln von Daten zu beginnen - füllen Sie einfach die Probe in die Flasche, fügen Sie Nitrifikationshemmer hinzu und platzieren Sie den Sensorkopf auf der Flasche.

Anwender müssen nach Start des Tests nicht anwesend sein

Messungen werden in regelmäßigen Zeitabständen automatisch vorgenommen, gespeichert und können nach Belieben abgerufen werden - keine Wochenendfahrten mehr ins Labor oder zur Anlage!

Einfache und schnelle Interpretation der Messwerte

Die Anzeige der Ergebnisse einer Probe erfolgt direkt in mg/L BSB im großen, integrierten Display. Zusätzlich wird die BOD-Kurve angezeigt, wodurch Messdatenpunkte und -trends einfach zu erkennen und zu verstehen sind. Zusätzlich verfügt jeder Sensorkopf über eine integrierte LED. Auf diese Weise kann der Bediener visuell feststellen, für welche Probe die Daten angezeigt werden, und mögliche Verwechslungen oder Fehler bei der Darstellung der Probandaten reduzieren.

Konsistente Messbedingungen

Die automatische Startfunktion stellt sicher, dass alle Messungen bei gleicher Proben temperatur durchgeführt werden. Wenn die Messbedingungen über die Messwerte hinweg konsistent sind, müssen die Bediener keine Temperatur- oder Druckschläufergebnisse berücksichtigen.

Probenidentifikation und -verfolgung

Die BD 600-Schnittstelle erleichtert die Zuweisung eines Identifikationscodes oder Probenamens beim Einrichten einer neuen Probe. Dies hilft bei der Nachverfolgung einer Probe seit dem Zeitpunkt der Erfassung und gewährleistet die Rückverfolgbarkeit während der Messung.

Verwenden Sie die Fernbedienung

Bei Verwendung eines Thermostatschranks mit Glastür können Anwender die mitgelieferte Fernbedienung verwenden, um die Messdaten einer Probe anzuzeigen - ohne die Tür zu öffnen! Dies stellt weiterhin sicher, dass die Proben temperatur konstant bleibt, was für genaue Ergebnisse wesentlicher Bestandteil ist.

Industrie

Chemische Industrie | Energieversorger | Industrien sonstige | Kommunen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie | Schifffahrt

Applikation

Abwasserbehandlung

BD 600

Das BD 600 ist ein respirometrisches System zur Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB). Sparen Sie Zeit, reduzieren Sie das Fehlerpotenzial und interpretieren Sie Daten einfach, um Prozesskontrollentscheidungen für Ihre Anlage zu treffen.

Messbereich

| Test Name | Messbereich |
|-----------|-------------------|
| BOD | 0 - 40 mg/L BOD |
| BOD | 0 - 80 mg/L BOD |
| BOD | 0 - 200 mg/L BOD |
| BOD | 0 - 400 mg/L BOD |
| BOD | 0 - 800 mg/L BOD |
| BOD | 0 - 2000 mg/L BOD |
| BOD | 0 - 4000 mg/L BOD |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---|
| Messprinzip | Respirometrisch, quecksilberfrei; elektronischer Drucksensor |
| Messbereich | 0-40, 0-80, 0-200, 0-400, 0-800, 0-2000, 0-4000 mg/l |
| Display | Großes, beleuchtetes Grafikdisplay |
| Schnittstellen | USB SD-Card |
| Auto – OFF | Nein |
| externer Speicher | USB / SD-Card |
| Messzeit | wählbar zwischen 1 und 28 Tage |
| Stromversorgung | 100 - 240 V / 50-60 Hz 3 Alkali-Mangan Batterien (Babyzellen/ Größe C) |
| Uhr | Echtzeituhr und Datum |
| Tragbarkeit | Benchtop |
| Autostart | ja |
| Messstellen | 6 |
| Speicherintervall | - stündlich (1. Tag) - alle 2 Stunden (2. Tag) - 1x täglich (3. - 28. Tag) |
| Schutzklasse | IP 53 |
| Konformität | CE EMC gemäß DIN EN 61326 |
| Abmessungen | 181 x 230 x 375 mm |
| Gewicht mit Verpackung | (ca. 4100 g, Gerät m. Flaschen & Batterien ca. 5775 g, komplett m. Rührereinheit) |

| Titel | Bestell-Nr. |
|--|-------------|
| Set zur Überprüfung des Systems (10 Tabletten) | 2418328 |
| Kalilauge (Kaliumhydroxidlsg.) 45% | 2418634 |
| Nitrifikationshemmstoff | 2418642 |
| Induktiv-Magnetrührsystem | 2444456 |
| Einzel Sensor BSB | 2444470 |
| Y-Kabel | 2444475 |
| Fernbedienung | 2444481 |
| USB-Kabel 3m | 2444482 |
| Magnetührstab | 418633 |
| Gummiköcher, 4,5 cm | 418636 |
| Magnetstab-Entferner | 418638 |
| BSB-Flasche für Sensoren, Braunglas, 500 ml | 418644 |
| 6 BSB-Flaschen für Sensoren, Braunglas | 418645 |
| Kompletter Satz Überlaufmesskolben | 418654 |
| Überlaufmesskolben 56 ml | 418655 |
| Überlaufmesskolben 94 ml | 418656 |
| Überlaufmesskolben 157 ml | 418657 |
| Überlaufmesskolben 244 ml | 418658 |
| Überlaufmesskolben 360 ml | 418659 |
| Überlaufmesskolben 428 ml | 418660 |
| Überlaufmesskolben 21,7 ml | 418664 |
| Netzteil für Induktiv-Magnetrührsystem | 444454 |

Lieferumfang

- BD 600 mit 6 Sensoren
- Steuerungseinheit mit Batterien
- Netzteil inkl. Y-Kabel zur gemeinsamen Stromversorgung des BD 600 und des Rührsystems
- Induktiv-Magnetrührsystem
- inkl. Standardzubehör bestehend aus:
 - 6 Probeflaschen
 - 6 Köcher
 - 6 Magnetührstäbchen
 - 50 ml Kalilauge 45%
 - 50 ml Nitrifikationshemmstoff
 - je 1 Überlaufmesskolben 157 ml
 - je 1 Überlaufmesskolben 428 ml
 - 1 Fernbedienung
 - Bedienungsanleitung
 - Gewährleistungserklärung
 - 100 - 240 V / 50 - 60 Hz

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien