

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## DI20 Inkubator

Konform mit WHO Richtlinien



Unser neuer DI20 Inkubator wurde für Anwender entwickelt, die die globalen Test-Standards für Trinkwasser auch in schwieriger Umgebung erreichen müssen.

Er ist tragbar, leicht und qualitativ hochwertig für mikrobiologische Untersuchungen mit Testschalen. Der DI20 Inkubator ist der einzige seiner Art mit einer standardmäßigen Heiz- und Kühlfunktion. Damit ist gesichert, dass die Proben bei korrekter Temperatur unabhängig von den Umgebungsbedingungen bebrütet werden.

Sein innovatives Design beinhaltet einen kleinen Petrischalenhalter mit wiederverwendbaren, korrosionsbeständige Aluminium Petrischalen.

Die Schalen ermöglichen jedem Inkubator, bis zu 20 Tests durchzuführen.

Seine Ergonomie und die intuitiv zu bedienenden Piktogramm-Tasten stellen sicher, dass er mit geringem Vorwissen oder auch ohne Einweisung verwendet werden kann. Mithilfe von LEDs ist der Anwender in der Lage, auf einen Blick zu erkennen, wie weit der Inkubationszyklus ist und ob die Temperatur stabil ist.

- konform mit WHO Richtlinien "Guidelines for drinking water quality 4<sup>th</sup> edition."
- Kompakte Bauweise & geringes Gewicht
- Heizung & Kühlung serienmäßig
- Intuitive, grafische Tasten

Bestell-Nr.: 56B000714

### Industrie

NGO

### Technische Daten

<b>Schnittstellen</b>	USB
<b>Stromversorgung</b>	12 V
<b>Temperaturbereich</b>	20 °C - 47 °C
<b>Temperaturtoleranz</b>	± 0.5 °C
<b>Konformität</b>	CE
<b>Abmessungen</b>	116 x 165 x 116 mm

### Lieferumfang

- DI20
- Stromkabel
- 50 Petrischalen
- Netzteil

<b>Titel</b>	<b>Bestell-Nr.</b>
Stromkabel-Set	136300
USB-Kabel 2,0 A - Micro B Stecker	190630
Petrischalenhalterung	197139
Netzteil, 12 V / 48 W	19803550
Akku Ladekabel	19803555
Petrischalen, 10 St.	400855

#### **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
verkauf@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Deutschland

#### **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Vereinigtes Königreich

#### **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

#### **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

#### **Tintometer Brasilien**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasilien

#### **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

#### **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Indien

#### **Tintometer Spanien**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanien