

Química Verde



Desde hace décadas, el Grupo Tintometer está reconocido como fabricante de reactivos para el análisis de agua bajo la marca Lovibond.

El amplio rango de aplicaciones para estos análisis necesita distintos tipos de reactivos. Además, los usuarios tienen sus preferencias personales sobre el formato de reactivos a emplear.

Nuestro catálogo de productos incluye reactivos en tabletas envasados en blister, reactivos en polvo empaquetados en sobres de aluminio y reactivos líquidos dosificados con cuentagotas de precisión.

Nos preocupamos de desarrollar formulaciones que sean ambientalmente sostenibles como sea posible para todos nuestros reactivos. Las sustancias de riesgo son sustituidas siempre que sea posible por alternativas inocuas igualmente funcionales.

Cuando la composición química requerida por el método analítico hace que el uso de sustancias de riesgo sea inevitable, la concentración de estas sustancias se mantiene en el mínimo indispensable sin comprometer la precisión de los resultados en los análisis.

Como ejemplo, nuestros reactivos para análisis en Piscinas y Spa no contienen ninguna presencia de Ácido Bórico, que aún actualmente es frecuentemente utilizado como aditivo.

La Unión Europea ha clasificado el Ácido Bórico como una sustancia peligrosa.

Las tabletas DPD1 Lovibond no sólo son 100% libres de Ácido Bórico si no que garantizan el efecto de tamponamiento de la muestra requerido por la descripción del método estándar. Esta característica hace de ésta la tableta líder del mercado.



Reactivos	Cantidad	No.depedido
COPPER No. 1	100	513550BT
	250	513551BT
CyA-TEST	100	511370BT
	250	511371BT
CyA HR-TEST	100	511430BT
	250	511431BT
DPD No. 1	100	511050BT
	250	511051BT
	500	511052BT
DPD No. 3	100	511080BT
	250	511081BT
	500	511082BT
DPD No. 4	100	511220BT
	250	511221BT
	500	511222BT
DPD No. 1 HR	100	511500BT
	250	511501BT
	500	511502BT
DPD No. 3 HR	100	511590BT
	250	511591BT
	500	511592BT
DPD No. 1 RAPID	100	511310BT
	250	511311BT
	500	511312BT
DPD No. 3 RAPID	100	511290BT
	250	511291BT
	500	511292BT
DPD No. 4 RAPID	100	511570BT
	250	511571BT
	500	511572BT
DPD No. 1 HIGH CALCIUM	100	515740BT
	250	515741BT
	500	515742BT
DPD No. 3 HIGH CALCIUM	100	515730BT
	250	515731BT
	500	515732BT
DPD No. 1 NESSLERISER	100	511230BT
	250	511231BT
DPD No. 2 NESSLERISER	100	511240
	250	511241
DPD No. 3 NESSLERISER	100	511250BT
	250	511251BT
DPD No. 4 NESSLERISER	100	511260BT
	250	511261BT
PHENOL RED	100	511750BT
	250	511751BT
	500	511752BT
PHENOL RED RAPID	100	511790BT
	250	511791BT
	500	511792BT
VARIO Chlorine FREE-DPD, F5	100	530090
	1000	530093
VARIO Chlorine TOTAL-DPD, F5	100	530080
	1000	530083
VARIO Chlorine FREE-DPD, F10	100	530180
	1000	530183
VARIO Chlorine TOTAL-DPD, F10	100	530190
	1000	530193
VARIO Chlorine FREE-DPD, F25	100	530110
	1000	530113
VARIO Chlorine TOTAL-DPD, F25	100	530130
	1000	530133