

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Incubadora de cultivos laminares Di 10

Para un crecimiento bacteriano controlado



Para poder comparar los resultados de las Dipslides y otras pruebas microbiológicas como el kit de prueba de coliformes / E-coli de una semana a otra, el tiempo y la temperatura de incubación deben ser los mismos cada vez que se realice la prueba. Esto garantiza que el crecimiento bacteriano esté siempre controlado y sea uniforme. La incubadora DI10 es, por tanto, un paso importante y necesario en el análisis de la actividad microbiológica en el agua. La incubadora Lovibond® DI10 permite una incubación fiable in situ, en el laboratorio o incluso cuando se viaja en coche. Para la incubación de Dipslide, recomendamos adquirir el soporte para Dipslide. Este soporte ofrece una base segura para 12 portaobjetos en el DI10 durante el periodo de incubación.

- Diseño robusto
- Con capacidad de hasta 12 cultivos laminares o 10 placas de Petri
- Excepcional estabilidad de temperatura
- Posibilidad de funcionamiento en el coche

Referencia No: 56B000701

Industria

Energía | Gas y petróleo | Industria alimentaria | Industria farmacéutica | Industria naval | Industria química | Otras industrias

Datos técnicos

Voltage	12 V
Display	1 LCD de 16 bits con retroiluminación
Alimentación eléctrica	12 V 110 V 240 V
Tolerancia de la temperatura	± 0.5 °C
Conformidad	CE
Medidas	246 x 215 x 162 mm

Volumen de suministro

- D110
- Fuente de alimentación
- Juego de cables de alimentación (UK, EU & USA)
- Cable de mechero y 8 adaptadores de enchufe
- Manual de instrucciones

Título	Referencia No
Juego de cables de alimentación	176300
Suministro eléctrico externo	182049

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malasia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
España