

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



DI 20 Incubadora

Cumple con las directrices de la OMS



Nuestra nueva incubadora DI20 ha sido desarrollada para usuarios que deben alcanzar los estándares de análisis globales para agua potable incluso en entornos complicados.

Es portátil, ligera y ofrece una elevada calidad para la realización de análisis microbiológicos con placas de prueba. La incubadora DI20 es la única de su categoría con función de calefacción y refrigeración de serie. De esta forma se garantiza que las muestras se incuban a la temperatura correcta independientemente de las condiciones ambientales.

Su innovador diseño incluye un pequeño soporte para placas de Petri con placas de aluminio reutilizables y resistentes a la corrosión. Las placas permiten realizar hasta 20 análisis en cada incubadora. Su ergonomía y las intuitivas teclas con pictogramas permiten su utilización incluso con escasos conocimientos previos o sin instrucción. Con ayuda de los LEDs, el usuario puede detectar de un solo vistazo el estado en que se encuentra el ciclo de incubación y comprobar si la temperatura es estable.

- Cumple con las directrices de la OMS "Guidelines for drinking water quality 4th edition."
- Diseño compacto & peso reducido
- Calefacción & refrigeración de serie
- Teclas intuitivas & gráficas

Referencia No: 56B000714

Industria

ONG

Datos técnicos

Interfaces	USB
Alimentación eléctrica	12 V
Rango de temperatura	20 °C - 47 °C
Tolerancia de la temperatura	± 0.5 °C
Conformidad	CE
Medidas	116 x 165 x 116 mm

Volumen de suministro

- DI20
- Cable de alimentación
- 50 placas de Petri
- Fuente de alimentación)

Título	Referencia No
Juego de cables de alimentación	136300
Otros	190630
Portaplacas de Petri	197139
Fuente de alimentación, 12 V / 48 W	19803550
Cable de carga de la batería	19803555
Placas de Petri, 10 pc.	400855

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malasia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Estados Unidos de América

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
España