

Chimie Verte



Depuis plusieurs décennies, des réactifs pour l'analyse d'eau sont fabriqués et distribués dans le monde entier sous la marque Lovibond®.

Pour les différents domaines d'application, diverses formes de réactifs sont exigées.

Il existe aussi des préférences pour certaines formes à l'échelle internationale.

Notre large gamme de produits comprend des pastilles en blister, des poudres emballées en feuille d'aluminium et des réactifs liquides en flacon à dosage exact goutte-à-goutte.

Ici, notre propre objectif est de créer des réactifs particulièrement adaptés à l'environnement.

Les substances classifiées comme dangereuses sont – si possible – remplacées par des substances non-dangereuses, fonctionnant de la même façon.

Au cas où une réaction d'évidence ne serait pas possible pour des raisons de composition chimique, la concentration est réduite à un niveau minimum. Et cela est possible sans compromis quant à la qualité des résultats d'analyse.

Tous les réactifs déterminés pour l'utilisation dans le domaine des piscines par exemple sont exempts d'acide borique, une substance souvent utilisée comme excipient dans la branche.

L'acide borique est classifié par l'UE comme toxique pour la reproduction.

Non seulement les pastilles DPD N° 1 Lovibond® sont à 100% exemptes d'acide borique, elles garantissent en même temps l'effet tampon suffisant prescrit par la norme. Grâce à ces propriétés, elles occupent ainsi une position de tête parmi la concurrence.



Réactif	Quantité	Code
COPPER No. 1	100	513550BT
	250	513551BT
CyA-TEST	100	511370BT
	250	511371BT
CyA HR-TEST	100	511430BT
	250	511431BT
DPD No. 1	100	511050BT
	250	511051BT
	500	511052BT
DPD No. 3	100	511080BT
	250	511081BT
	500	511082BT
DPD No. 4	100	511220BT
	250	511221BT
	500	511222BT
DPD No. 1 HR	100	511500BT
	250	511501BT
	500	511502BT
DPD No. 3 HR	100	511590BT
	250	511591BT
	500	511592BT
DPD No. 1 RAPID	100	511310BT
	250	511311BT
	500	511312BT
DPD No. 3 RAPID	100	511290BT
	250	511291BT
	500	511292BT
DPD No. 4 RAPID	100	511570BT
	250	511571BT
	500	511572BT
DPD No. 1 HIGH CALCIUM	100	515740BT
	250	515741BT
	500	515742BT
DPD No. 3 HIGH CALCIUM	100	515730BT
	250	515731BT
	500	515732BT
DPD No. 1 NESSLERISER	100	511230BT
	250	511231BT
DPD No. 2 NESSLERISER	100	511240
	250	511241
DPD No. 3 NESSLERISER	100	511250BT
	250	511251BT
DPD No. 4 NESSLERISER	100	511260BT
	250	511261BT
PHENOL RED	100	511750BT
	250	511751BT
	500	511752BT
PHENOL RED RAPID	100	511790BT
	250	511791BT
	500	511792BT
VARIO Chlorine FREE-DPD, F5	100	530090
	1000	530093
VARIO Chlorine TOTAL-DPD, F5	100	530080
	1000	530083
VARIO Chlorine FREE-DPD, F10	100	530180
	1000	530183
VARIO Chlorine TOTAL-DPD, F10	100	530190
	1000	530193
VARIO Chlorine FREE-DPD, F25	100	530110
	1000	530113
VARIO Chlorine TOTAL-DPD, F25	100	530130
	1000	530133