

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Termoreattore RD 125

Per la digestione del test in cuvetta



N. ordine: 2418940

Tre campi di temperatura

Il reattore può funzionare a 100 °C, 120 °C o 150 °C a seconda del campione da preparare.

Tre diversi tempi di reazione

Con 30, 60 e 120 minuti, sono disponibili tre diversi tempi di reazione. Il vostro vantaggio: Trascorso questo tempo, l'apparecchio si spegne automaticamente

Ampio vano cuvette

Dotare l'RD 125 con fino a 24 cuvette rotonde da 16 mm.

Cambio di tensione possibile

L'RD 125 può essere utilizzato con diverse tensioni: Scegliere tra 110 V e 220 V con il selettore di tensione sulla parte posteriore.

Industria

Altre industrie | Comuni | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Navigazione | ONG

Termoreattore RD 125

Termoreattore flessibile per la preparazione del campione per la determinazione fotometrica di CSB, cromo totale, fosfato totale, azoto totale e TOC. Digestione possibile con tre campi di temperatura e tre tempi di reazione preprogrammati.

Dati tecnici

Auto – OFF	Si
Alimentazione elettrica	230 V / 50-60 Hz o 115 V / 50-60 Hz
Beeper	max. 88 dB (cicalino piezo)
Temperatura proposta	100 / 120 / 150 °C
Velocità di riscaldamento	20 °C - 150 °C
Intervallo di tempo	30 / 60 / 120 / 120 / minuti e funzionamento continuo
Condizioni ambientali	10-40 °C con umidità relativa max. dell'85%
Conformità	CE
Dimensioni	219 x 171 x 248 mm

Titolo	N. ordine
Supporto per 10 cuvette rotonde Ø 16 mm	418957
Puntali per pipette, 1-5 ml (bianco) 100 pezzi	419066
Puntali per pipette, 0,1-1 ml (blu), 1000 pezzi	419073
Pipetta automatica, 1-5 ml	419076
Pipetta automatica, 0,1-1 ml	419077

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna