

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



DI10 Incubator

Per una crescita batterica controllata



Per poter confrontare i risultati dei Dipslides e di altri test microbiologici, come il kit per il test dei coliformi / E-coli, da una settimana all'altra, il tempo e la temperatura di incubazione devono essere gli stessi ogni volta che si esegue il test. Ciò garantisce che la crescita batterica sia sempre controllata e uniforme. L'incubatore DI10 è quindi un passo importante e necessario nell'analisi dell'attività microbiologica dell'acqua. L'incubatore Lovibond® DI10 consente un'incubazione affidabile in loco, in laboratorio o anche durante gli spostamenti in auto. Per l'incubazione di Dipslides, si consiglia di acquistare il supporto per Dipslide. Questo fornisce un supporto sicuro per 12 vetrini nel DI10 durante il periodo di incubazione.

- Design robusto
- Può contenere fino a 12 dip-slide o 10 capsule di Petri
- Eccellente stabilità della temperatura
- Possibile funzionamento in auto

N. ordine: 56B000701

Industria

Altre industrie | Fornitori di energia | Industria alimentare e delle bevande | Industria chimica | Industria farmaceutica | Industria olearia | Navigazione

Dati tecnici

Voltage	12 V
Display	1 x LCD retroilluminato a 16 bit
Alimentazione elettrica	12 V 110 V 240 V
Tolleranza termica	± 0.5 °C
Conformità	CE
Dimensioni	246 x 215 x 162 mm

Fornitura

- DI10
- Alimentazione elettrica
- Set di cavi di alimentazione (UK, EU & USA)
- Cavo accendisigari e 8 adattatori a spina
- Istruzioni d'uso

Titolo	N. ordine
Set di cavi di alimentazione	176300
Alimentazione esterna	182049
Supporto per dipslide	56B000801

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna