

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## DI20 Incubator

Conforme alle linee guida dell'OMS



Il nostro nuovo incubatore DI20 è stato progettato per consentire all'utente di raggiungere gli standard globali di acqua potabile per i test, anche in ambienti difficili.

L'incubatore DI20 è un incubatore portatile e leggero di alta qualità per test microbiologici sull'acqua mediante piastre. È l'unico incubatore del suo tipo dotato di riscaldamento e raffreddamento di serie per garantire che i campioni vengano incubati alla temperatura corretta, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Il suo design innovativo include anche un piccolo supporto per capsule di Petri che utilizza le nostre micropiastre riutilizzabili in acciaio inossidabile, le piastre consentono a ciascun incubatore di eseguire fino a 20 test.

Il suo design elegante e pulsanti intuitivi pittografici assicurano che possa essere utilizzato con poca o nessuna formazione e le sue luci a LED consentono agli utenti di vedere a colpo d'occhio quanto è lungo un ciclo di incubazione e che la temperatura è stabile.

- Conforme alle linee guida dell'OMS "Linee guida per la 4a edizione della qualità dell'acqua potabile".
- Design compatto e leggero
- Riscaldamento e raffreddamento di serie
- Pulsanti pittografici unici e intuitivi

N. ordine: 56B000714

### Industria

ONG

### Dati tecnici

Interfacce	USB
Alimentazione elettrica	12 V
Campo di temperatura	20 °C - 47 °C
Tolleranza termica	± 0.5 °C
Conformità	CE
Dimensioni	116 x 165 x 116 mm

### Fornitura

- DI20
- Cavi di alimentazione
- 50 capsule di Petri
- Alimentazione elettrica

<b>Titolo</b>	<b>N. ordine</b>
Set di cavi di alimentazione	136300
Cavo USB 2.0 A - Connettore Micro B	190630
Portastoviglie petri	197139
Alimentazione elettrica, 12 V / 48 W	19803550
Cavo batteria	19803555
Capsule di Petri, 10 pz.	400855

#### **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Germania

#### **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Regno Unito

#### **Tintometer China**

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Cina

#### **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malesia

#### **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasile

#### **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Stati Uniti d'America

#### **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

#### **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spagna