

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



DI20 Incubator

Conforme alle linee guida dell'OMS



Il nostro nuovo incubatore DI20 è stato progettato per consentire all'utente di raggiungere gli standard globali di acqua potabile per i test, anche in ambienti difficili.

L'incubatore DI20 è un incubatore portatile e leggero di alta qualità per test microbiologici sull'acqua mediante piastre. È l'unico incubatore del suo tipo dotato di riscaldamento e raffreddamento di serie per garantire che i campioni vengano incubati alla temperatura corretta, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Il suo design innovativo include anche un piccolo supporto per capsule di Petri che utilizza le nostre micropiastre riutilizzabili in acciaio inossidabile, le piastre consentono a ciascun incubatore di eseguire fino a 20 test.

Il suo design elegante e pulsanti intuitivi pittografici assicurano che possa essere utilizzato con poca o nessuna formazione e le sue luci a LED consentono agli utenti di vedere a colpo d'occhio quanto è lungo un ciclo di incubazione e che la temperatura è stabile.

- Conforme alle linee guida dell'OMS "Linee guida per la 4a edizione della qualità dell'acqua potabile".
- Design compatto e leggero
- Riscaldamento e raffreddamento di serie
- Pulsanti pittografici unici e intuitivi

N. ordine: 56B000714

Industria

ONG

Dati tecnici

Interfacce	USB
Alimentazione elettrica	12 V
Campo di temperatura	20 °C - 47 °C
Tolleranza termica	± 0.5 °C
Conformità	CE
Dimensioni	116 x 165 x 116 mm

Fornitura

- DI20
- Cavi di alimentazione
- 50 capsule di Petri
- Alimentazione elettrica

Titolo	N. ordine
Set di cavi di alimentazione	136300
Cavo USB 2.0 A - Connettore Micro B	190630
Portastoviglie petri	197139
Alimentazione elettrica, 12 V / 48 W	19803550
Cavo batteria	19803555
Capsule di Petri, 10 pz.	400855

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Germania

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Regno Unito

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Cina

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malesia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasile

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Stati Uniti d'America

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spagna