


Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



DI10 培养箱

用于控制细菌生长



为了比较 Dipslides 和其他微生物检测（如大肠菌群/大肠埃希氏菌检测试剂盒）每周的检测结果，每次检测的培养时间和温度都必须相同。这样才能确保细菌的生长始终得到控制并保持一致。因此，DI10 培养箱是分析水中微生物活性的一个重要且必要的步骤。Lovibond® DI10 培养箱可在野外、实验室甚至路上进行可靠的培养。对于浸渍片的培养，我们建议购买浸渍片支架。在孵育期间，该支架可为 DI10 中的 12 片浸渍片提供安全的支撑。

- 坚固的设计
- 最多可容纳 12 个 dipslides 或 10 个量子盘
- 出色的温度稳定性
- 车内操作

货号: 56B000701

行业

其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

Technical Data

Voltage	12 V
显示	1 x 16 位背光 LCD
电源	12 V 110 V 240 V
温度容限	± 0.5 °C
一致性	CE
尺寸	246 x 215 x 162 mm

标准配置文本

- DI10
- 电源
- 电源线套件（英国、欧盟和美国）
- 点烟器电缆和 8 个插头适配器
- 用户手册

标题	货号
电源线组	176300
外部电源	182049
Dipslide 托架	56B000801

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙