

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Thermoreactor RD 125

Vorbereitung voor de fotometrische bepaling



Bestelnr.: 2418940

#### Drie temperatuurbereiken

De reactor kan naar keuze op 100 °C, 120 °C of 150 °C worden gebruikt, telkens afhankelijk van het voor te bereiden monster.

#### Drie verschillende reactietijden

Met 30, 60 en 120 minuten staan drie verschillende reactietijden ter beschikking. Uw voordeel: Na afloop van deze tijd wordt het instrument automatisch uitgeschakeld

#### Grote cuvettenschacht

Rust de RD 125 uit met max. 24 ronde cuvetten van 16 mm.

#### Spanningswissel mogelijk

De RD 125 kan met verschillende spanningen worden gebruikt: Kies met de spanningskeuzeschakelaar aan de achterkant tussen 110 en 220 V.

#### Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Ngo | Olie-industrie | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie

#### Thermoreactor RD 125

Flexibele thermoreactor voor de monstervorbereitung voor de fotometrische bepaling van CZV, totaal chroom, totaal fosfaat, totaal stikstof en TOC. Ontsluiting met drie temperatuurbereiken en drie voorgeprogrammeerde reactietijden mogelijk.

#### Technische gegevens

<b>Auto – OFF</b>	Ja
<b>Stroomvoorziening</b>	230 V / 50-60 Hz of 115 V / 50-60 Hz
<b>Pieper</b>	max. 88 dB (piëzozoemer)
<b>voorgestelde temperatuur</b>	100 / 120 / 150 °C
<b>Opwarmingssnelheid</b>	20 °C - 150 °C in 12 min
<b>Tijdsinterval</b>	30 / 60 / 120 / 120 / minuten en onbepakt
<b>Bedrijfsomstandigheden</b>	10-40 °C bij max. 85 % relatieve vochtigheid
<b>Compliance</b>	CE
<b>Afmetingen</b>	219 x 171 x 248 mm

Omschrijving	Bestelnr.
Cuvethouder voor 10 ronde cuvetten ø 16 mm - Lovibond	418957
Pipettips, 1-5 ml (wit) 100 stuks	419066
Pipettips, 0,1-1 ml (blauw), 1000 stuks	419073
Automatische pipet, 1-5 ml	419076
Automatische pipet, 0,1-1 ml	419077

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Duitsland

#### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Verenigd Koninkrijk

#### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

#### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Maleisië

#### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brazilië

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Verenigde Staten

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
India

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanje