

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



DI20 Incubator

Em conformidade com as diretrizes da OMS



Nossa nova incubadora DI20 foi projetada para permitir que o usuário alcance padrões globais de água potável para testes, mesmo em ambientes difíceis.

A incubadora DI20 é uma incubadora leve, portátil e de alta qualidade para testes microbiológicos de água usando placas. É a única incubadora do seu tipo que vem com aquecimento e resfriamento como padrão, garantindo que as amostras sejam incubadas na temperatura correta, não importando as condições ambientais.

Seu design inovador também inclui um pequeno suporte de placa de Petri utilizando nossas microplacas de aço inoxidável reutilizáveis, as placas permitem que cada incubadora realize até 20 testes.

Seu design elegante e botões pictográficos intuitivos garantem que ele possa ser usado com pouco ou nenhum treinamento, e suas luzes LED permitem que os usuários vejam de relance até que ponto da incubação, e que a temperatura é estável.

- Em conformidade com as diretrizes da OMS "Diretrizes para a qualidade da água potável 4ª edição".
- Design compacto e leve
- Aquecimento e Arrefecimento instalados de série
- Botões pictográficos intuitivos e únicos

Artigo No: 56B000714

Indústria

ONG

Dados Técnicos

Interfaces	USB
Fonte de Alimentação	12 V
Faixa de Temperatura	20 °C - 47 °C
Tolerância de Temperatura	± 0.5 °C
Conformidade	CE
Dimensões	116 x 165 x 116 mm

Texto do Escopo de Entrega

- DI20
- Cabos de alimentação
- 50 pratos de Petri
- Fonte de energia

Título	Artigo No
Cabo de alimentação	136300
Cabo USB 2.0 A - Conector Micro B	190630
Titular placa de Petri	197139
Fornecimento de energia, 12 V / 48 W	19803550
Cabo da bateria	19803555
Placas de Petri, 10 pc.	400855

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha