



Water Testing

T-CAL® Trübungs Standards

passend für
Trübungsmessgeräte
aller Hersteller



Das komplette Sortiment der Formazin-Standards für Sie

Die Kalibrierung von Trübungsmessgeräten war noch nie so einfach!

Für Sie ist eine verlässliche Messung nicht nur eine wichtige Voraussetzung in der Trink- und Abwasserüberwachung, sie ist eine Selbstverständlichkeit.

Ob bei Routine-Trübungsmessungen im Labor oder direkt vor Ort:

Nutzen Sie Trübungsstandards von Lovibond® und sparen Sie sich zusätzliche Arbeit.

Mit Lovibond® erhalten Sie:

- Primärstandards auf Basis von Formazin für alle Anwendungen
- Gebrauchsfertige Standards direkt aus der Flasche
- Präzise Lösungen zur Verifizierung oder Kalibrierung Ihres Instruments
- Stabilisierte Standards mit langer Haltbarkeit
- Das perfekte Werkzeug zur Sicherstellung Ihrer analytischen Qualität
- Experten-Know-how basierend auf rund 140 Jahren Erfahrung

T-CAL® langzeitstabile Trübungsstandards

zur Kalibrierung & Verifizierung
jedes Trübungsmessgerätes

Mit unserer T-CAL®-Serie erhalten Sie das gesamte Spektrum an Trübungsstandards für Trübungsmessgeräte aller Hersteller. Gebrauchsfertig vorbereitet in vielen unterschiedlichen Verpackungsgrößen.

keine Fehler mehr
bei der Zubereitung

der Umgang
mit gefährlichen
Chemikalien entfällt



Standard	Menge	Best.Nr.				
T-CAL®-Standard <0,1 NTU	125 ml	48012012	500 ml	48012050	1000 ml	48012099
T-CAL®-Standard 0,3 NTU			500 ml	48011050		
T-CAL®-Standard 1,0 NTU	125 ml	48011112	500 ml	48011150	1000 ml	48011199
T-CAL®-Standard 5,0 NTU			500 ml	48012250		
T-CAL®-Standard 10 NTU	125 ml	48011212	500 ml	48011250		
T-CAL®-Standard 20 NTU	125 ml	48012312	500 ml	48012350	1000 ml	48012399
T-CAL®-Standard 100 NTU	125 ml	48011512	500 ml	48011550		
T-CAL®-Standard 200 NTU	125 ml	48011612	500 ml	48011650		
T-CAL®-Standard 800 NTU	125 ml	48011712	500 ml	48011750		
T-CAL®-Standard 1000 NTU	125 ml	48011812	500 ml	48011850		
T-CAL®-Standard 4000 NTU	125 ml	48012912	500 ml	48012950		



Das perfekte Set für Ihr Hach® Messinstrument.
Wählen Sie die Zusammensetzung, die Ihren Anforderungen entspricht:

Standards im Set	Set Menge	Best.Nr.
T-CAL®-Standard Set	<0,1 / 20 NTU, je 2x 1000 ml	48019399
T-CAL®-Standard Set	<0,1 / 20 / 200 / 1000 / 4000 NTU, je 125 ml	48019712
T-CAL®-Standard Set	<0,1 / 20 / 200 / 1000 / 4000 NTU, je 500 ml	48019750
T-CAL®-Standard Set	<0,1 / 20 / 100 / 800 NTU, je 125 ml	48019412
T-CAL®-Standard Set	<0,1 / 20 / 100 / 800 NTU, je 500 ml	48019450
T-CAL®-Standard Set	10 / 20 / 100 / 800 NTU, je 125 ml	48019512
T-CAL®-Standard Set	10 / 20 / 100 / 800 NTU, je 500 ml	48019550

HACH® ist eine eingetragene Marke der HACH Company, Loveland, Colorado / HACH LANGE GmbH, Düsseldorf, Deutschland. Die Verwendung der Marke HACH® beinhaltet keinen Hinweis auf eine Verbindung zu diesem Unternehmen oder auf eine etwaige Zustimmung der HACH Company / HACH LANGE GmbH zu Zusammensetzung, Prüfung oder Eignung dieser Produkte bei der Verwendung in Spektralphotometern oder anderen Geräten oder Systemen, welche unter der Marke HACH® vertrieben werden.