

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



D006 Pseudomonas (PDM)/Mac daldırma kızakları

Pseudomonas / Enterobacteriaceae belirlenmesi için çift agar ile



- Belirli bir duruma en uygun dipslides geniş çeşitlilik
- Yüksek hassasiyet için 11,5 cm² geniş yüzey alanı
- Yüzey testlerinde kolay hesaplama için 10 cm²lik etkili temas alanı
- ISO 11133 karşılamak için üretilen ortamlar

Ürün No: 56B010610

Riskleri güvenilir bir şekilde sınıflandırmak ve değerlendirmek

Dipslide mikroorganizmaların sadece suda değil, aynı zamanda yüzeylerde varlığını gösterir, ölçüm yarı-nicel bir yöntem sunar. Çoğu uygulamada mikrobiyolojik riskler güvenilir bir şekilde sınıflandırılabilir ve değerlendirilebilir, böylece karşı önlemler, özellikle standartlara ve yönergelere uygun izleme ve kontrol programları çerçevesinde hemen başlatılabilir. Örneğin, vdi 2047 ile soğutma kulesi hijyeni bağlamında, biyolojik kirlenmeyi erken bir aşamada tespit etmek ve potansiyel tesis kapanmasını önlemek için 42.

Tüm önemli uygulamalarda çok yönlü

Dipslide'larımız, mikrobiyal büyümenin, potansiyelin bir mililitrelik sıvıda 100 (10²) organizmayı geçebileceği her yerde izlenmesinde değerli bir destek sunar. Bunlar arasında endüstriyel su, endüstriyel sıvılar, gıda imalatı, dış uygulamaları, bira fabrikaları, çevre hijyeni, deri endüstrisi, yakıtlar, süt ürünleri endüstrisi, havuz & kaplıcalar ve kozmetik sayılabilir.

Esnek performans

Esnek kürekler ve yükseltilmiş agar profili, kullanıcının hem yüzeyleri hem de sıvıları test etmesini sağlar. Değerlendirme ve dokümantasyonu desteklemek için özel bir uygulama sağlanır.

Dayanıklılık ve doğru kullanım

Dipslide'lerin raf ömrü üretimden sonra 9 aydır. Bir taşıyıcı kullanılmadığı halde mikrobiyolojik üreme gösteriyorsa imha edilmelidir. Kaydırmanın altındaki fazla su, depolama sıcaklığının çok yüksek olduğunu gösterir. <https://www.lovibond.com/tr/PW/Su-Analizi/Ürünler/Microbiology/DI-10-Daldırma-kızağı-inkübatörü>

lor:">Dipslides için Lovibond® Kuluçka dsabit sıcaklıkta doğru kuluçka için kullanılabilir.

Dipslide komparatör uygulaması

Sanayi

Deniz Sanayi | Dięer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya-Sanayi | Yaę ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

D006 Pseudomonas (PDM)/Mac daldırma kızıkları

Pseudomonas ve Enterobacteriaceae'yı aynı anda tespit etmek istiyorsanız, bu dipslide doğru seçimdir. Kürekler Pseudomonas baz orta ve MacConkey No 3 agar içeren bir agar ile kaplanır. Dipslide standart APHA karşılık gelir.

Başlık	Ürün No
Daldırma kızığı komparatör uygulaması	
DI10 İnkübatör	56B000701

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya