

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



DI10 İnkübatör

Kontrollü bakteri gelişimi için



Dipslides ve Koliform / E-coli Test Kiti gibi diğer mikrobiyolojik testlerin sonuçlarını haftadan haftaya karşılaştırabilmek için, inkübasyon süresi ve inkübasyon sıcaklığı testin her yapılışında aynı olmalıdır. Bu, bakteriyel büyümenin her zaman kontrollü ve homojen olmasını sağlar. Bu nedenle DI10 inkübatörü, sudaki mikrobiyolojik aktivitenin analizinde önemli ve gerekli bir adımdır. Lovibond® DI10 inkübatör, sahada, laboratuvarında veya araba ile seyahat ederken bile güvenilir inkübasyon sağlar. Dipslidlerin inkübasyonu için dipslid tutucuyu satın almanızı öneririz. Bu, inkübasyon süresi boyunca DI10'da 12 dipslid için güvenli bir stand sağlar.

- Sağlam tasarım
- 12 adede kadar daldırma kızığı veya 10 Petri kabını kapsar
- Mükemmel sıcaklık stabilitesi
- Otomobilde çalıştırılabilir

Ürün No: 56B000701

Sanayi

Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya-Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

Teknik Veri

Voltage	12 V
Ekran	1 x 16 bit arka plan aydınlatmalı LCD
Güç Kaynağı	12 V 110 V 240 V
Sıcaklık Toleransı	± 0.5 °C
Uygunluk	CE
Boyutlar	246 x 215 x 162 mm

Teslimat Kapsam Metni

- D110
- Güç Kaynağı
- Güç kablosu seti (UK, EU & USA)
- Çakmak kablosu ve 8 fiş adaptörü
- Kullanım kılavuzu

Başlık	Ürün No
Güç kablosu seti	176300
Harici akım beslemesi	182049

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya