

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



DI20 Incubator

WHO yönergeleri ile uyumlu



Yeni DI20 inkübatörümüz, zorlu ortamlarda bile kullanıcının test için küresel içme suyu standartlarına ulaşmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

DI20 inkübatörü, plakaları kullanarak suyun mikrobiyolojik testi için yüksek kaliteli, taşınabilir, hafif bir inkübatördür. Hangi ortam koşullarında olursa olsun, numunelerin doğru sıcaklıkta inkübe edilmesini sağlamak için standart olarak ısıtma ve soğutma ile gelen tek tip inkübatördür.

Yenilikçi tasarımı, tekrar kullanılabilir paslanmaz çelik mikro plakalarını kullanan küçük bir petri kabı tutucu da içerir; yemekler, her inkübatörün 20 teste kadar yapmasına izin verir.

Şık tasarımı ve sezgisel resimsel düğmeleri, çok az veya hiç antrenman olmadan kullanılabilirliğinden emin olur ve LED ışıkları, kullanıcıların inkübasyonun ne kadar sürdüğünü ve sıcaklığın sabit olduğunu bir bakışta görmelerini sağlar.

- WHO yönergeleri ile uyumlu "İçme suyu kalitesi 4. basım için rehber."
- Kompakt tasarım ve hafif
- Standart olarak ısıtma ve soğutma
- Sezgisel, benzersiz resimsel düğmeler

Ürün No: 56B000714

Sanayi

Sivil Toplum Kuruluşları

Teknik Veri

Arayüzler	USB
Güç Kaynağı	12 V
Sıcaklık Aralığı	20 °C - 47 °C
Sıcaklık Toleransı	± 0.5 °C
Uygunluk	CE
Boyutlar	116 x 165 x 116 mm

Teslimat Kapsam Metni

- DI20
- Güç kabloları
- 50 Petri kabı
- Güç kaynağı

Başlık	Ürün No
Güç kablosu seti	136300
2.0 A USB kablosu - Micro B fiş	190630
Petri kabı tutucusu	197139
Güç Kaynağı, 12 V / 48 W	19803550
Akü kablosu	19803555
Petri kapları, 10 adet.	400855

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Almanya

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Birleşik Krallık

Tintometer China

Room 1001, China Life Tower
16 Chaoyangmenwai Avenue,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 App. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
Çin

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malezya

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brezilya

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Amerika Birleşik Devletleri

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Hindistan

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
İspanya