



# Water Testing

## T-CAL® Estándares de turbidez

adecuado para todos  
los turbidímetro  
marcas



## Ottieni la gamma completa di standard di formazina

Calibrar turbidímetros nunca ha sido tan fácil.

Para usted, la fiabilidad de las mediciones no sólo es un requisito importante en el control del agua potable y de las aguas residuales, sino que es una cuestión de rutina. Ya sea para las mediciones rutinarias de turbidez en el laboratorio o directamente en el lugar: Utilice los estándares de turbidez de Lovibond® y ahórrase el trabajo adicional.

Con Lovibond® obtendrá:

- Estándares primarios basados en la formazina para todas las aplicaciones
- Estándares listos para usar directamente del frasco
- Soluciones precisas para la verificación o calibración de su instrumento
- Estándares estabilizados con una larga vida útil
- La herramienta perfecta para garantizar su calidad analítica
- Conocimientos especializados basados en unos 140 años de experiencia

# T-CAL® nuestra solución para usted

ISO & US EPA  
cumple con

## Estándares T-CAL® de turbidez estables a largo plazo

para la calibración y verificación de cualquier turbidímetro

Obtenga toda la gama de estándares de turbidez para el turbidímetro de cualquier fabricante con nuestra serie **T-CAL®**. Listo para usar, preparado en una amplia variedad de tamaños de envases.

*eliminar los errores de preparación*

*no es necesario manipular productos químicos peligrosos*



Estándar	Cantidad	N° de pedido				
T-CAL®-Standard <0,1 NTU	125 ml	48012012	500 ml	48012050	1000 ml	48012099
T-CAL®-Standard 0,3 NTU			500 ml	48011050		
T-CAL®-Standard 1.0 NTU	125 ml	48011112	500 ml	48011150	1000 ml	48011199
T-CAL®-Standard 5,0 NTU			500 ml	48012250		
T-CAL®-Standard 10 NTU	125 ml	48011212	500 ml	48011250		
T-CAL®-Standard 20 NTU	125 ml	48012312	500 ml	48012350	1000 ml	48012399
T-CAL®-Standard 100 NTU	125 ml	48011512	500 ml	48011550		
T-CAL®-Standard 200 NTU	125 ml	48011612	500 ml	48011650		
T-CAL®-Standard 800 NTU	125 ml	48011712	500 ml	48011750		
T-CAL®-Standard 1000 NTU	125 ml	48011812	500 ml	48011850		
T-CAL®-Standard 4000 NTU	125 ml	48012912	500 ml	48012950		



El juego perfecto para su instrumento de medición Hach®. Elija la composición que se ajuste a sus necesidades:

Normas del conjunto	Cantidad de piezas	N° de pedido
T-CAL®-Standard Set	<0,1 / 20 NTU, por 2x 1000 ml	48019399
T-CAL®-Standard Set	<0,1 / 20 / 200 / 1000 / 4000 NTU, por 125 ml	48019712
T-CAL®-Standard Set	<0,1 / 20 / 200 / 1000 / 4000 NTU, por 500 ml	48019750
T-CAL®-Standard Set	<0,1 / 20 / 100 / 800 NTU, por 125 ml	48019412
T-CAL®-Standard Set	<0,1 / 20 / 100 / 800 NTU, por 500 ml	48019450
T-CAL®-Standard Set	10 / 20 / 100 / 800 NTU, por 125 ml	48019512
T-CAL®-Standard Set	10 / 20 / 100 / 800 NTU, por 500 ml	48019550

HACH® es una marca registrada de HACH Company, Loveland, Colorado. El uso de la marca HACH® no indica ni relación comercial ni posible consentimiento de la empresa HACH Company referible a la composición, la examinación o la aptitud de los productos que son utilizados en los espectrofotómetros o en otros aparatos o sistemas comercializados bajo la marca HACH®.