



Water Testing

T-CAL® Padrões de turbidez

adequado para
todos turbidímetro
marcas



Obtenha a gama completa de padrões de formazina

Calibrar turbidímetros nunca foi tão fácil!

Para si, a medição fiável não é apenas um pré-requisito importante na monitorização da água potável e das águas residuais, é uma questão natural.

Monitorização da água potável e das águas residuais, é uma questão natural.

Seja para medições de turbidez de rotina no laboratório ou directamente no local: utilize as normas de turbidez de Lovibond® e poupe trabalho adicional.

Com Lovibond® obtém:

- Padrões primários baseados em formazina para todas as aplicações
- Padrões prontos a usar directamente da garrafa
- Soluções precisas para verificação ou calibração do seu instrumento
- Padrões estabilizados com longo prazo de validade
- A ferramenta perfeita para garantir a sua qualidade analítica
- Conhecimento especializado baseado em cerca de 140 anos de experiência

ISO & EPA DOS EUA
em conformidade

T-CAL[®] a nossa solução para si

T-CAL[®] padrões de turbidez estáveis a longo prazo

para calibração & verificação de qualquer turbidímetro

Obtenha toda a gama de normas de turbidez para qualquer turbidímetro do fabricante com a nossa série **T-CAL[®]**. Pronto a usar, preparado numa grande variedade de tamanhos de embalagens.

eliminar erros de preparação

não há necessidade de manusear produtos químicos perigosos



Padrão	Quantidade	N.º de encomenda				
T-CAL [®] -Standard <0,1 NTU	125 mL	48012012	500 mL	48012050	1000 mL	48012099
T-CAL [®] -Standard 0,3 NTU			500 mL	48011050		
T-CAL [®] -Standard 1,0 NTU	125 mL	48011112	500 mL	48011150	1000 mL	48011199
T-CAL [®] -Standard 5,0 NTU			500 mL	48012250		
T-CAL [®] -Standard 10 NTU	125 mL	48011212	500 mL	48011250		
T-CAL [®] -Standard 20 NTU	125 mL	48012312	500 mL	48012350	1000 mL	48012399
T-CAL [®] -Standard 100 NTU	125 mL	48011512	500 mL	48011550		
T-CAL [®] -Standard 200 NTU	125 mL	48011612	500 mL	48011650		
T-CAL [®] -Standard 800 NTU	125 mL	48011712	500 mL	48011750		
T-CAL [®] -Standard 1000 NTU	125 mL	48011812	500 mL	48011850		
T-CAL [®] -Standard 4000 NTU	125 mL	48012912	500 mL	48012950		

Adquira o conjunto perfeito para o seu instrumento Hach[®]. Escolha a composição apropriada para satisfazer os seus requisitos:



Padrões no conjunto	Quantidade definida	N.º de encomenda
T-CAL [®] -Standard Set	<0,1 / 20 NTU, por 2x 1000 mL	48019399
T-CAL [®] -Standard Set	<0,1 / 20 / 200 / 1000 / 4000 NTU, por 125 mL	48019712
T-CAL [®] -Standard Set	<0,1 / 20 / 200 / 1000 / 4000 NTU, por 500 mL	48019750
T-CAL [®] -Standard Set	<0,1 / 20 / 100 / 800 NTU, por 125 mL	48019412
T-CAL [®] -Standard Set	<0,1 / 20 / 100 / 800 NTU, por 500 mL	48019450
T-CAL [®] -Standard Set	10 / 20 / 100 / 800 NTU, por 125 mL	48019512
T-CAL [®] -Standard Set	10 / 20 / 100 / 800 NTU, por 500 mL	48019550

HACH[®] é uma marca registada da Hach Company, Loveland, Colorado. A utilização da marca registada HACH[®] não implica qualquer afiliação ou aprovação pela Hach Company relativamente à formulação, teste ou compatibilidade destes produtos para utilização em espectrofotómetros da marca HACH[®] ou outros instrumentos ou sistemas.