



Water Testing

T-CAL® Standard di torbidità

adatto a tutti
i turbidimetro
marche



Ottieni la gamma completa di standard di formazina

La calibrazione dei turbidimetri non è mai stata così facile!

Per voi, una misurazione affidabile non è solo un prerequisito importante nel monitoraggio dell'acqua potabile e delle acque reflue, ma è una cosa ovvia.

Sia per le misurazioni di routine della torbidità in laboratorio o direttamente sul posto: utilizzate gli standard di torbidità della Lovibond® per risparmiare ulteriore lavoro.

Con Lovibond® si ottiene:

- Standard primari basati sulla formazina per tutte le applicazioni
- Standard pronti all'uso direttamente dalla bottiglia
- Soluzioni precise per la verifica o la calibrazione del vostro strumento
- Standard stabilizzati con lunga durata di conservazione
- Lo strumento perfetto per garantire la vostra qualità analitica
- Know-how esperto basato su circa 140 anni di esperienza

T-CAL® la nostra soluzione per voi

ISO &
US EPA conforme

T-CAL® standard di torbidità stabili
a lungo termine
per la calibrazione e la verifica
di qualsiasi turbidimetro

Otteni l'intera gamma di standard di torbidità per il turbidimetro di qualsiasi produttore con la nostra serie T-CAL®. Pronti all'uso, preparati in un'ampia varietà di confezioni.

*eliminare gli errori
di preparazione*

*non c'è bisogno
di maneggiare sostanze
chimiche pericolose*



Standard	Quantità	Ordine no.				
T-CAL®-Standard <0,1 NTU	125 mL	48012012	500 mL	48012050	1000 mL	48012099
T-CAL®-Standard 0.3 NTU			500 mL	48011050		
T-CAL®-Standard 1,0 NTU	125 mL	48011112	500 mL	48011150	1000 mL	48011199
T-CAL®-Standard 5,0 NTU			500 mL	48012250		
T-CAL®-Standard 10 NTU	125 mL	48011212	500 mL	48011250		
T-CAL®-Standard 20 NTU	125 mL	48012312	500 mL	48012350	1000 mL	48012399
T-CAL®-Standard 100 NTU	125 mL	48011512	500 mL	48011550		
T-CAL®-Standard 200 NTU	125 mL	48011612	500 mL	48011650		
T-CAL®-Standard 800 NTU	125 mL	48011712	500 mL	48011750		
T-CAL®-Standard 1000 NTU	125 mL	48011812	500 mL	48011850		
T-CAL®-Standard 4000 NTU	125 mL	48012912	500 mL	48012950		



Il set perfetto per il vostro strumento di misura Hach®.
Scegliete la composizione che soddisfa le vostre esigenze:

Standard nel set	Set quantità	Ordine no.
T-CAL®-Standard Set	<0,1 / 20 NTU, per 2x 1000 mL	48019399
T-CAL®-Standard Set	<0,1 / 20 / 200 / 1000 / 4000 NTU, per 125 mL	48019712
T-CAL®-Standard Set	<0,1 / 20 / 200 / 1000 / 4000 NTU, per 500 mL	48019750
T-CAL®-Standard Set	<0,1 / 20 / 100 / 800 NTU, per 125 mL	48019412
T-CAL®-Standard Set	<0,1 / 20 / 100 / 800 NTU, per 500 mL	48019450
T-CAL®-Standard Set	10 / 20 / 100 / 800 NTU, per 125 mL	48019512
T-CAL®-Standard Set	10 / 20 / 100 / 800 NTU, per 500 mL	48019550

HACH® è un marchio registrato di Hach Company, Loveland, Colorado. L'uso del marchio HACH® non implica alcuna affiliazione o approvazione da parte di Hach Company per quanto riguarda la formulazione, i test o la compatibilità di questi prodotti per l'uso in spettrofotometri o altri strumenti o sistemi a marchio HACH®.