

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 0 - 60 ml

Bestell-Nr.: 135059



Please note that this is a zero liquid for baselining the EC2000 in Pt-Co scale, it is not a certified colour standard.

Flüssigstandard Platin-Cobalt-Farbzahl 0 - 60 ml  
60 ml-Flasche, zertifiziert gemäß ISO/IEC 17025 mit einer Haltbarkeit von 12 Monaten.