


# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## AF 357 Trinkwasser Kit

Mehr als 400 verschiedene Farbscheiben verfügbar



- Mehr als 400 verschiedene Farbscheiben verfügbar
- Kompensation von farbigen und getrübbten Proben
- Garantierte Beständigkeit der Glasfarbfilter
- Integriertes Prisma

Bestell-Nr.: 413570

### Nutzbar in verschiedenen Applikationen

Der Comparator 2000+ ist vielseitig anwendbar: In Schwimmbädern kommt er genauso zum Einsatz wie in Forschungszentrum, Hochschulen oder der allgemeinen Trinkwasseraufbereitung.

### Tageslichtleuchte

Damit Sie auch unter ungünstigen Sichtverhältnissen jederzeit sicher und stabil messen können, empfehlen wir den Einsatz der (optionalen) netz- oder Batteriebetriebenen Tageslichtleuchte. So bleiben die Lichtverhältnisse immer gleich. Egal, wo Sie gerade messen.

### Verschiedene Analysen möglich

Für den Comparator 2000+ sind über 400 Farbscheiben und zahlreiche Reagenzien verfügbar. Ihre Kombination ist garantiert dabei. Und wenn Sie die einmal wechseln müssen funktioniert das ganz ohne Öffnen des Comparators.

### Integriertes Prisma

Das integrierte Prisma bringt die Glasstandards der Farbscheibe und die farbige Probe optisch in ein Gesichtsfeld.

### Industrie

Energieversorger | Kommunen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie

### Applikation

Abwasserbehandlung | Beckenwasserkontrolle | Desinfektionsmittelkontrolle | Kesselwasser | Kühlwasser

### AF 357 Trinkwasser Kit

Der Comparator 2000+ ist ein vielseitiges kolorimetrisches System für die Wasseranalytik. Komfortable Handhabung, keine Kompromisse bei Genauigkeit und Reproduzierbarkeit: Der Comparator 2000+ ist für viele Applikationen verwendbar. Schwimmbäder, die Forschung oder die Trinkwasseraufbereitung sind dabei nur einige Beispiele.

## Messbereich

Test Name	Messbereich	Chemische Methode
Chlorid	10 - 5000 mg/L Cl <sup>-</sup>	
Chlor T	0,02 - 0,3 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
Chlor T	0,2 - 4,0 mg/L Cl <sub>2</sub>	DPD
Fluorid T	0 - 1,6 mg/L F <sup>-</sup>	SPADNS
Härte, gesamt	10 - 500 mg/L CaCO <sub>3</sub>	
Hazen	10 - 90 mg/L Pt	(APHA) Platin-Kobalt Standard Methode
pH-Wert T	6,0 - 7,6 pH	Bromthymolblau
pH-Wert T	6,8 - 8,4 pH	Phenolrot

## Lieferumfang

- **Comparator 2000+**
- **Nessleriser Field Kit**
- **Comparator Frabscheiben für Chlor, Fluorid, Hazen und pH-Wert**
- **4 x Comparator Küvetten, 10 ml, 13 mm Schichttiefe**
- **2 x Glas Comparator Küvetten, 40 mm Schichttiefe**
- **2 x Nessleriser Röhren AF306, 50 ml mit Stopfen**
- **Mischzylinder für Chlorid und Gesamthärte Tests**
- **1 x Glasrührstab**
- **1 x Box Filterpapier, 9 cm ø**
- **1 x Filtertrichter**
- **1 x 250 ml Probenflasche**
- **1 x Pipette 0,1 - 0,5 ml**
- **Reagenztabletten für jeden Parameter**
- **Plastikrührstab**
- **Reinigungsbürste**
- **Bedienungsanleitung**

Titel	Bestell-Nr.
Tageslichtleuchte, Batteriebetrieb	142050
Kunststoffküvette, 13,5 mm Schichttiefe, mit grauem Deckel, 10er Set	145500
Paar Nesslerröhren, 113 mm Schichttiefe, 50 ml, AF 306	353060
Glasrührstab, 20 cm Länge	364080
Plastikrührstab, 13 cm Länge, 10er Set	364120
Kunststofftrichter mit Griff	471007
W 680/OG/40 Glasküvette, 40 mm Schichttiefe	606890

---

**Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
verkauf@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Deutschland

**The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Vereinigtes Königreich

**Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

**Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

**Tintometer Brasilien**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasilien

**Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

**Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Indien

**Tintometer Spanien**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanien