

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Legionella Industrial EU Test Kit

The World's Fastest *Legionella* Test



*Legionellen* sind die Auslöser der Legionärskrankheit, einer potenziell tödlichen Form der Lungenentzündung. Es gibt weltweit Richtlinien zur Bekämpfung von *Legionellen*.

Im Rahmen der Überarbeitung der Trinkwasserverordnung wurden die Hauptparameter festgelegt, die wöchentlich und monatlich getestet werden müssen, um die Gefahr einer *Legionellen*-Vermehrung schädlichen Ausmaßes in offenen Wassersystemen zu minimieren.

Die Lovibond® „L8“-Testkits zum Schutz vor *Legionellen* enthalten alle empfohlenen Tests für die wöchentliche sowie monatliche Überwachung.

- Schnell, einfach und genau
- Ergebnisse in nur 30 Minuten!
- Bestätigt die Leistung von *Legionellen*präventions- und Behandlungsprotokollen
- Testkits zum Nachweis von *Legionellen* sowohl auf Wasserbasis als auch Biofilm erhältlich

Bestell-Nr.: 56B006106

### Industrie

Chemische Industrie | Energieversorger | Industrien sonstige | Kommunen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | NGO | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie | Schifffahrt

### Legionella Industrial EU Test Kit

Das *Legionellen*-Testkit dient zum Nachweis von *Legionellen* in einer Wasserprobe - es ist ideal für Online- und eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.

Dieses Testverfahren verwendet Hohlfaser-Filtrationsmodule, die direkt an den vorgesehenen Probenpunkt-Fittings befestigt werden (sowohl ein 1/2" - als auch ein 3/4" -Innengewinde-Fitting sind vorgesehen). Die gefilterte Probe erhöht die Empfindlichkeit des Tests.

Dieser Filtrationsschritt erfordert kein Pumpen - schließen Sie einfach den Probenpunktanschluss an das Wassersystem an (z. B. einen Duschkopf oder einen Online-Probenpunkt) und verwenden Sie den Systemdruck, um die Filtration zu betreiben. Die Fertigspritzen enthalten den erforderlichen Rückgewinnungspuffer, so dass keine Lösungen gemessen oder verdünnt werden müssen.

Mit Ergebnissen in 30-35 Minuten (einschließlich Probenvorbereitungszeit) ermöglicht der Test ein sofortiges Verständnis und eine Reaktion auf die Wassersystembedingungen. Regelmäßiger Gebrauch erhöht das Vertrauen in Ihre *Legionellen*-Kontrollverfahren und reduziert das Risiko von Ausbrüchen und Rechtsstreitigkeiten!

#### Nachweisgrenze

1.000 / 10.000 CFU/l

#### Anzahl Tests

5

# Lieferumfang

- 5 Teststreifen mit Dispensierpipetten
- 5 Spritzen mit Recovery-Puffer
- Probensammelglas
- 5 Einwegfilter
- Probenaufnahme mit Innengewinde
- Bewertungsskala
- Bedienungsanleitung
- Transportkoffer

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
verkauf@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Deutschland

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Vereinigtes Königreich

## Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

## Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasilien

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Indien

## Tintometer Spanien

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanien