

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionella Industrial Test Kit - Refill Pack

The World's Fastest *Legionella* Test



Legionellen sind die Auslöser der Legionärskrankheit, einer potenziell tödlichen Form der Lungenentzündung. Es gibt weltweit Richtlinien zur Bekämpfung von *Legionellen*.

Im Rahmen der Überarbeitung der Trinkwasserverordnung wurden die Hauptparameter festgelegt, die wöchentlich und monatlich getestet werden müssen, um die Gefahr einer *Legionellen*-Vermehrung schädlichen Ausmaßes in offenen Wassersystemen zu minimieren.

Die Lovibond® „L8“-Testkits zum Schutz vor *Legionellen* enthalten alle empfohlenen Tests für die wöchentliche sowie monatliche Überwachung.

- Schnell, einfach und genau
- Ergebnisse in nur 30 Minuten!
- Bestätigt die Leistung von *Legionellen*präventions- und Behandlungsprotokollen
- Testkits zum Nachweis von *Legionellen* sowohl auf Wasserbasis als auch Biofilm erhältlich

Bestell-Nr.: 56B006104

Industrie

Chemische Industrie | Energieversorger | Industrien sonstige | Kommunen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | NGO | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie | Schifffahrt

Legionella Industrial Test Kit - Refill Pack

Das *Legionellen*-Testkit dient zum Nachweis von *Legionellen* in einer Wasserprobe - es ist ideal für Online- und eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.

Dieses Testverfahren verwendet Hohlfaser-Filtrationsmodule, die direkt an den vorgesehenen Probenpunkt-Fittings befestigt werden (sowohl ein 1/2"- als auch ein 3/4"-Innengewinde-Fitting sind vorgesehen). Die gefilterte Probe erhöht die Empfindlichkeit des Tests.

Dieser Filtrationsschritt erfordert kein Pumpen - schließen Sie einfach den Probenpunktanschluss an das Wassersystem an (z. B. einen Duschkopf oder einen Online-Probenpunkt) und verwenden Sie den Systemdruck, um die Filtration zu betreiben. Die Fertigspritzen enthalten den erforderlichen Rückgewinnungspuffer, so dass keine Lösungen gemessen oder verdünnt werden müssen.

Mit Ergebnissen in 30-35 Minuten (einschließlich Probenvorbereitungszeit) ermöglicht der Test ein sofortiges Verständnis und eine Reaktion auf die Wassersystembedingungen. Regelmäßiger Gebrauch erhöht das Vertrauen in Ihre *Legionellen*-Kontrollverfahren und reduziert das Risiko von Ausbrüchen und Rechtsstreitigkeiten!

Nachweisgrenze

100 CFU/l

Anzahl Tests

5

Lieferumfang

- 5 Teststreifen mit Dispensierpipetten
- 5 Spritzen mit Recovery-Puffer
- Probensammelglas
- 5 Einwegfilter
- Probenaufnahme mit Innengewinde
- Bedienungsanleitung

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien