

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Water Safety Kit Combined Duo

Erweitertes Spezial-Testkit für Trinkwasser nicht nur für NGOs



Sie benötigen sichere, schnelle und zuverlässige Testergebnisse in schwierigen Situationen wie bei Katastrophen oder bei der Trinkwasserüberwachung in ländlichen Umgebungen ohne Labore? Sie brauchen sofortige Gewissheit über die Qualität des Trinkwassers, um Gesundheit und Leben zu retten? Nehmen Sie alles in die Hand was sie benötigen und kombinieren Sie mikrobiologische Methoden und einfache chemische Analysemethoden.

Tragen Sie in einer Hand das kleinere Water Safety Kit Chemical und auf dem Rücken im optionalen Rucksack das größere Water Safety Kit Microbiology. Durch die Erhitzungs- und Kühlfunktion unserer DI 20 Petrischalen-Inkubatoren können Sie verschiedene Bakterienarten vor Ort testen - mit beiden Inkubatoren sogar gleichzeitig.

- Notfallkits für Katastrophensituationen und Wasserüberwachung im Outback
- Ausrüstung für chemische und mikrobiologische Analysen in zwei Koffern

Bestell-Nr.: 56K681252

Industrie

Chemische Industrie | Energieversorger | Industrien sonstige | Kommunen | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | NGO | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie | Schifffahrt | Schwimmbad öffentlich | Schwimmbad privat | Schwimmbadservice

Applikation

Abwasserbehandlung | Beckenwasserkontrolle | Desinfektionsmittelkontrolle | Kesselwasser | Kühlwasser | Rohwasserbehandlung | Trinkwasseraufbereitung

Water Safety Kit Combined Duo

Kombinieren Sie sowohl die mikrobiologische als auch die physikalisch-chemische Analyse einiger der kritischsten Parameter, um die Eignung von Trinkwasser zu bestimmen. Nehmen Sie die erweiterte Komplettausstattung inklusive 2 Inkubatoren für Bakterientests überall hin mit, wo Sie sofortige und verlässliche Testergebnisse benötigen. Mit ihren robusten, wasserdichten Koffern sind die Kits leicht zu transportieren. Dank der bebilderten Anleitung können auch technisch nicht versierte Personen sie bedienen.

Anwender

Non Profit Organisationen (NGO's) | Medizinische Forschung und Entwicklung | Institute, Universitäten, Schulen | Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Messbereich

Test Name	Messbereich	Chemische Methode
Aerobe Bakterien (TVC)/ Coliformen		
Aerobe Bakterien (TVC)/ E.Coli, Coliformen		
Ammonium T	0,02 - 1 mg/L N	Indophenol Blau
Chlorine T	0,01 - 6,0 mg/L Cl ₂ ^{a)}	DPD
Leitfähigkeit	0 - 20 mS/cm	
Nitrat T	0,08 - 1 mg/L N	Zinkreduktion / NED
pH	0 - 14	
Trübung	0,01 - 1100 NTU	

Lieferumfang

- 1 Koffer Water Safety Kit Microbiology Duo
- 1 Koffer Water Safety Kit Chemical

Titel	Bestell-Nr.
Rucksack für Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Messbecher	56A018501
Membranfiltration	56A023801
Pinzette	56A604201
Membranfiltration	56B000710
D004 TTC/MAC Dipslices (Macconkey)	56B010410
D005 TTC/Chromogenic Dipslices	56B010510
KS3-pH 10 Buffer Solution	56L000365
KS6-pH 4 Buffer Solution	56L000665
KS9-pH 7 Buffer Solution	56L000965
KS16-1413US Conductivity Calibration Solution	56L001665
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Vakuum Handpumpe (35 ml Hub)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Markierungsstift	BI-K14087

Titel	Bestell-Nr.
Stromkabel-Set	136300
Inkubator Batterie, Blei/Säure	192345
Satz Trübungsstandards T-CAL (<0,1, 20, 200, 800 NTU)	194150
Flaschen	363590
Schraubverschlussgefäß mit Löffel und Deckel, 30 ml	366239
Plastikgefäß, graduiert 100 ml, mit Deckel	385130
Plastikgefäß, graduiert 30 ml, mit Deckel	385132
Petrischalen, 10 St.	400855
ValidCheck Chlor 1,5 mg/L	48105510
Rührstab und Pulverlöffel	56A006601

Tintometer GmbH
 Lovibond® Water Testing
 Schleefstraße 8-12
 44287 Dortmund
 Tel.: +49 (0)231/94510-0
 verkauf@lovibond.com
 www.lovibond.com
 Deutschland

The Tintometer Limited
 Lovibond House
 Sun Rise Way
 Amesbury, SP4 7GR
 Tel.: +44 (0)1980 664800
 Fax: +44 (0)1980 625412
 sales@lovibond.uk
 www.lovibond.com
 Vereinigtes Königreich

Tintometer China
 9F, SOHO II C.
 No.9 Guanghualu,
 Chaoyang District,
 Beijing, 100020
 Customer Care China Tel.: 4009021628
 Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
 Fax: +86 10 85251001
 chinaoffice@tintometer.com
 www.lovibond.com
 China

Tintometer South East Asia
 Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
 Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
 Klang, 41200, Selangor D.E
 Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
 Fax: +60 (0)3 3325 2287
 lovibond.asia@tintometer.com
 www.lovibond.com
 Malaysia

Tintometer Brasilien
 Caixa Postal: 271
 CEP: 13201-970
 Jundiaí – SP
 Tel.: +55 (11) 3230-6410
 sales@lovibond.us
 www.lovibond.com.br
 Brasilien

Tintometer Inc.
 6456 Parkland Drive
 Sarasota, FL 34243
 Tel: 941.756.6410
 Fax: 941.727.9654
 sales@lovibond.us
 www.lovibond.us
 USA

Tintometer India Pvt. Ltd.
 Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
 Sanathnagar Industrial Estate,
 Hyderabad, 500018
 Telangana
 Tel: +91 (0) 40 23883300
 Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
 indiaoffice@lovibond.in
 www.lovibondwater.in
 Indien

Tintometer Spanien
 Postbox: 24047
 08080 Barcelona
 Tel.: +34 661 606 770
 sales@tintometer.es
 www.lovibond.com
 Spanien