


# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



## Water Safety Kit Microbiology

Mobile mikrobiologische Testausrüstung für anspruchsvolle Situationen



Sie brauchen Sicherheit und Verlässlichkeit für Testergebnisse in Notfallsituationen oder im Outback in Gebieten ohne Labore. Das Water Safety Kit Microbiology enthält alle notwendigen Geräte, um die mikrobiologische Analysekomponente für sicheres Trinkwasser vorzunehmen. Die Erhitzungs- und Abkühlungsfunktion des DI 20 Inkubators erlaubt das Testen verschiedene Arten von Bakterien. Sie können die Filtration mit sterilisierbarer Ausrüstung einschließlich Probensammler, Filterflasche und Vakuumpumpe vor Ort durchführen - Sterilisationsausrüstung ist nicht enthalten. Ein Rucksack ist optional für dieses Kit erhältlich, um den Transport zu erleichtern.

- Testen von coliformen und E.coli-Bakterien nach WHO-Standard
- DI 20 mit Erhitzung und Kühlung als Standard
- Erhältlich auch als Duo-Version

Bestell-Nr.: 56K681254

### Industrie

Industrien sonstige | NGO

### Applikation

Trinkwasseraufbereitung

### Water Safety Kit Microbiology

Nehmen Sie alle Testgeräte in jeder Situation in einer Hand oder auf dem Rücken mit. Dieses Kit enthält alles, was Sie brauchen, um Bakterien direkt vor Ort zu bestimmen und die Qualität des Trinkwassers zu überwachen, auch wenn Sie kein Labor in der Nähe haben. Der Inkubator DI 20 sorgt mit seiner einzigartigen Fähigkeit, standardmäßig zu erhitzen und zu kühlen, für verlässliche Ergebnisse.

### Anwender

Non Profit Organisationen (NGO's) | Medizinische Forschung und Entwicklung | Institute, Universitäten, Schulen | Weltgesundheitsorganisation (WHO)

### Technische Daten

<b>Abmessungen</b>	487 x 229 x 386 mm
<b>Gewicht mit Verpackung</b>	14.75 kg

# Lieferumfang

- Markierstift
- 2,5" Probensammler
- Filterflasche, 500 ml
- Pinzette
- Pumpe, 35 ml Hub
- 5 Universalbehälter und Löffel, 30 ml
- DB 513 Schüttelröhrchen mit Deckel, 100 ml
- 150 EZ Pack Filter
- 5 Einwegpipette, 1. 5 ml (EDT222)
- DI 20 Inkubator
- 200 Media Pads und Spender
- Inkubator Batterie Blei/Säure
- Filtrationsgerät
- 50 Petrischale für DI 20 Inkubator
- Kabelsatz IEC C13, (3-polig)
- Membran Laurylsulfat-Bouillon, 40 g
- Bedienungsanleitung für Water Safety Kit Microbiology
- Bedienungsanleitung für DI 20 Inkubator
- Koffer

Titel	Bestell-Nr.
Stromkabel-Set	136300
Inkubator Batterie, Blei/Säure	192345
Flaschen	363590
Schraubverschlussgefäß mit Löffel und Deckel, 30 ml	366239
Plastikgefäß, graduert 100 ml, mit Deckel	385130
Petrischalen, 10 St.	400855
Rucksack für Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Messbecher	56A018501
Membranfiltration	56A023801
Pinzette	56A604201
Membranfiltration	56B000710
D004 TTC/MAC Dipslices (Macconkey)	56B010410
D005 TTC/Chromogenic Dipslices	56B010510
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Vakuum Handpumpe (35 ml Hub)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Markierungsstift	BI-K14087

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
verkauf@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Deutschland

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Vereinigtes Königreich

## Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

## Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasilien

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Indien

## Tintometer Spanien

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanien