

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Kühlwasser Test Kit (nach Legionellen Verordnung)

Identifizierung von Legionellen im Kühlwasser



- Entspricht den gesetzlichen Richtlinien
- Wöchentliche und monatliche Tests
- Optionen für Chlor und Brom
- Einfach zu bedienen, kompromisslose Genauigkeit

Bestell-Nr.: 56K701110

Legionellen sind die Erreger der Legionärskrankheit, einer potenziell tödlichen Form der Lungenentzündung. Weltweit gibt es Leitlinien für die Bekämpfung von *Legionellen*.

Im Jahr 2002 veröffentlichte die Gesundheits- und Sicherheitsbehörde Leitlinien für die Kontrolle von *Legionellen*, die als L8-Leitlinien bekannt sind. In diesen Richtlinien werden die wichtigsten Parameter aufgeführt, die wöchentlich und monatlich getestet werden sollten, um das Risiko zu minimieren, dass sich *Legionellen* in offenen Wassersystemen in schädlichen Mengen ausbreiten.

Die Lovibond® *Legionellen* "L8" Test Kits enthalten die empfohlenen Tests für die wöchentliche und monatliche Überwachung.

Industrie

Industrien sonstige | Schifffahrt

Applikation

Kesselwasser | Kühlwasser

Kühlwasser Test Kit (nach Legionellen Verordnung)

Sind sie erst einmal da, sind umfangreiche und kostenintensive Maßnahmen notwendig. Legionellen können nicht nur die Gesundheit gefährden, sondern auch teuer werden. Zumindest eine Desinfektion ist notwendig, nicht selten auch ein kompletter Wasserwechsel. Denn in vielen Ländern gibt es strenge Vorschriften und Vorgaben für regelmäßige Kontrollen, insbesondere für Kühlwasser.

Messbereich

Test Name	Messbereich	Chemische Methode
Alkalität-M	50 - 2400 mg/L CaCO ₃	
Brom T	0 - 5 mg/L Br ₂	DPD
Härte, Calcium	5 - 600 mg/L CaCO ₃	
Härte, gesamt	5 - 600 mg/L CaCO ₃	
Härte, Ja/Nein	8 - 20 mg/L CaCO ₃	
Leitfähigkeit	0 - 20 mS/cm	
pH	0 - 14	

Lieferumfang

- Kunststoffkoffer
- SD40 Multi Pocket Tester
- Checkit Comparator
- 0 - 5 mg/l Brom Checkit Disc
- Bedienungsanleitung Checkit Compa-
rator Brom
- 0 - 1.0 mg/l Iron LR Checkit Disc
- Bedienungsanleitung Checkit Compa-
rator Iron LR
- 2 Küvetten, Plastik, 10 mL
- DPD No.1 rapid Reagenztablette
- Hardness Yes/No Reagenztablette
- pH 4 Pufferlösung
- pH 7 Pufferlösung
- pH 10 Pufferlösung
- 1413uS Standard Leitfähigkeitslösung
- Iron Reagenz FE5
- Hardness Total Puffer TH2
- Free Chelant Indikator FC2
- Hardness LR Titrierlösung TH3
- Hardness HR Titrierlösung TH4
- Calcium Hardness Indikator CH1P
- Calcium Hardness Puffer CH2
- Alkalinity 4.5 Indikator TA4
- Alkalinity LR Titrierlösung TA3
- Alkalinity HR Titrierlösung PA2/TA2
- Hardness Total Indikator TH1P
- Titrationsgefäß, Plastik, 60 mL
- Spritze, Plastik, 5 mL
- Cooling Water Legionella Compliance
Test Kit Bedienungsanleitung

Titel	Bestell-Nr.
CHECKIT® Comparator	145000
Spritze, Plastik, 20 mL	56A006501
Titrationgefäß mit Deckel, Plastik, 60 mL	56A006701
Plastikspritze, 5 mL	56A008501

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien