

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Desinfektion Test Kit (kombiniert)

Für die Desinfektionskontrolle bei allen Anwendungen



Das Lovibond® Desinfektion Test Kit (kombiniert) sollte überall dort eingesetzt werden, wo eine Systemwasserdesinfektion durchgeführt wird, um eine vollständige Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zu gewährleisten.

Das umfassende Kit ermöglicht die Bestimmung von Chlor (als Cl_2), Chlordioxid (ClO_2) und Wasserstoffperoxid (als H_2O_2) in niedrigen und hohen Konzentrationen, die während einer Systemdesinfektion erforderlich sind.

Hohe Konzentrationen des Desinfektionsmittels müssen während des Verfahrens überwacht werden, um sicherzustellen, dass genügend Mittel in den Tank und alle nachfolgenden Abflüsse gelangt sind.

Niedrige Werte müssen überwacht werden, um sicherzustellen, dass das System vollständig gespült wurde, um alle Desinfektionsmittel zu entfernen. Es sollte auch geprüft werden, dass das Systemwasser wieder dieselbe Qualität wie das Leitungswasser hat.

Die Konzentration der Desinfektionsmittel sollte aufgezeichnet werden, um die vollständige Einhaltung der Normen zu gewährleisten.

- Bestimmung aller gängigen Desinfektionsmethoden
- Alle Testgeräte & Reagenzien in einem Koffer
- Kontrolle von hohen und niedrigen Desinfektionswerten
- Komplettes Kit für kostengünstige & schnelle Ergebnisse

Bestell-Nr.: 56K701160

Industrie

Industrien sonstige | Kommunen

Applikation

Desinfektionsmittelkontrolle | Kühlwasser

Desinfektion Test Kit (kombiniert)

Gebäudeeigentümer und -verwaltungen sowie Wasseraufbereitungsunternehmen müssen mehrere gewerblich genutzte Gebäude mit unterschiedlichen Wassersystemen gemäß den geltenden Vorschriften überwachen. Ganz gleich, ob Warm- oder Kaltwasserleitungen kontrolliert werden müssen: Sie sind verpflichtet, für sicheres Wasser zu sorgen.

Unsere Desinfektion Test Kits helfen dabei, die Bildung von Biofilmen, das Wachstum von *Legionellen* oder die richtige Dosierung von Desinfektionsmitteln zu kontrollieren. Darüber hinaus werden Systemblockaden oder Ablagerungskorrosion und Materialschäden vermieden.

Das Lovibond® Desinfektion Test Kit (kombiniert) enthält alle Testgeräte und Reagenzien zur Überwachung verschiedener Desinfektionsmethoden.

Messbereich

| Test Name | Messbereich |
|------------------------------------|--|
| Chlor (frei) | 1 - 300 mg/L Cl ₂ |
| Chlordioxid | 0,16 - 600 mg/L ClO ₂ |
| Chlor HR Teststreifen | 10 - 200 mg/L Cl ₂ |
| pH-Teststreifen | 7 - 14 pH |
| Wasserstoffperoxid-Reagenzienpaket | 15 - 500 mg/L H ₂ O ₂ |
| Wasserstoffperoxid-Teststreifen | 0,5 - 100 mg/L H ₂ O ₂ |

Lieferumfang

- Kunststoffkoffer
- pH Teststreifen, pH 7-14, Plastik
- Chlorine HR Teststreifen, 10-200 mg/L
- Hydrogen Peroxide Teststreifen, 0.5-100 mg/L
- Free Chlorine Puffer FCL1
- Free Chlorine LR Titrierlösung FCL2
- Free Chlorine HR Titrierlösung FCL3
- Chlorine Dioxide Puffer CDO1
- Hydrogen Peroxide Puffer HP1
- Tannin Titrierlösung TN2
- Hydrogen Peroxide HR Titrierlösung HP2
- Chlorine Dioxide Titrierlösung CDO2
- Chlorine Dioxide Titrierlösung CDO3
- Spritze, Plastik, 20 mL
- Titrationsgefäß, Plastik, 60 mL
- Bedienungsanleitung

| Titel | Bestell-Nr. |
|--|-------------|
| Spritze, Plastik, 20 mL | 56A006501 |
| Titrationgefäß mit Deckel, Plastik, 60 mL | 56A006701 |
| Titrationgefäß mit Deckel, Plastik, 250 mL | 56A010501 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien