


Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Polyacrylat Tropftest Kit

Analyse des Polyacrylatgehalts für die industrielle Wasseraufbereitung



Die hochwertigen Lovibond® Einzelparameter Tropftest Kits und Reagenzien sind in einer großen Anzahl von parameter-spezifischen Optionen erhältlich, um vielen analytischen Anforderungen gerecht zu werden. Jedes in sich geschlossene Kit ist in einem eigenen robusten Koffer untergebracht und wird komplett mit allen notwendigen Ausstattungsgegenständen wie Anleitung, Reagenzien, Spritze und Testflasche oder Testküvette für 100 Tests geliefert. Die Lovibond®-Tropftestkit-Reihe wurde von der Laborbürettenmethode abgeleitet und ist ein integraler Bestandteil des Analyseprogramms. Die Reagenzien sind einfach anzuwenden und liefern schnell Ergebnisse.

- Ideal für mobile Techniker
- Kompaktes & tragbares Design
- Leicht verständliche Anleitungen mit Piktogrammen
- Komplett mit notwendiger Ausstattung

Bestell-Nr.: 56K700330

Industrie

Industrien sonstige

Applikation

Kühlwasser

Polyacrylat Tropftest Kit

Lovibond® bietet ein umfangreiches Sortiment von Einzelparameter Tropftest Kits für individuelle Testanforderungen an. Sie sind für den Einsatz in verschiedenen Wassertestanwendungen geeignet, darunter Trinkwasser, Prozesswasser, Kessel- und Kühlsysteme in der Industrie, Schwimmbadwasser und Abwasseraufbereitung. Tropftests funktionieren durch einen einfachen Farbwechsel und sind von den Methoden der Labor-Bürette abgeleitet.

Messbereich

Test Name

Polyacrylat

Messbereich

0 - 20 mg/L PAA

Lieferumfang

- Kunststoffkoffer
- Polyacrylate Puffer A1
- Polyacrylate Präzipitant A2
- Polyacrylate Indikator A4
- Polyacrylate HR Titrierlösung A5
- Polyacrylate LR Titrierlösung A6
- Polyacrylate LösungsmittelA3
- Spritze, Plastik, 20 mL
- Titrationsgefäß, Glas
- Filterhalter 25mm
- Filterpapier 25mm 0.45 Mikron (50Pk)
- Bedienungsanleitung

Titel	Bestell-Nr.
Spritze, Plastik, 20 mL	56A006501
Titriergefäß, Glas, 50 mL	56A008101
Filterhalter 25 mm	56A009101
Filter Circle 0.45 um, 25 mm	56A020050

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien