

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### QAC / Kationisch Tropftest Kit

Überwachung von QAC oder kationischen Komponenten in Kessel- und Kühlwasser



Die hochwertigen Lovibond® Einzelparameter Tropftest Kits und Reagenzien sind in einer großen Anzahl von parameter-spezifischen Optionen erhältlich, um vielen analytischen Anforderungen gerecht zu werden. Jedes in sich geschlossene Kit ist in einem eigenen robusten Koffer untergebracht und wird komplett mit allen notwendigen Ausstattungsgegenständen wie Anleitung, Reagenzien, Spritze und Testflasche oder Testküvette für 100 Tests geliefert. Die Lovibond®-Tropftestkit-Reihe wurde von der Laborbürettenmethode abgeleitet und ist ein integraler Bestandteil des Analyseprogramms. Die Reagenzien sind einfach anzuwenden und liefern schnell Ergebnisse.

- Ideal für mobile Techniker
- Kompaktes & tragbares Design
- Leicht verständliche Anleitungen mit Piktogrammen
- Komplett mit notwendiger Ausstattung

Bestell-Nr.: 56K700350

#### Applikation

Kühlwasser

#### QAC / Kationisch Tropftest Kit

Lovibond® bietet ein umfangreiches Sortiment von Einzelparameter Tropftest Kits für individuelle Testanforderungen an. Sie sind für den Einsatz in verschiedenen Wassertestanwendungen geeignet, darunter Trinkwasser, Prozesswasser, Kessel- und Kühlsysteme in der Industrie, Schwimmbadwasser und Abwasseraufbereitung. Tropftests funktionieren durch einen einfachen Farbwechsel und sind von den Methoden der Labor-Bürette abgeleitet.

#### Messbereich

Test Name

Messbereich

QAC

60 - 2000 mg/L CTAB

# Lieferumfang

- Kunststoffkoffer
- QAC Indikator QA1
- QAC Puffer QA2
- QAC Titrierlösung QA3
- Spritze, Plastik, 20 mL
- Titrationsgefäß mit Deckel, Plastik, 60 mL
- Bedienungsanleitung

Titel	Bestell-Nr.
Spritze, Plastik, 20 mL	56A006501
Titrationsgefäß mit Deckel, Plastik, 60 mL	56A006701

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
verkauf@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Deutschland

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Vereinigtes Königreich

## Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

## Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasilien

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Indien

## Tintometer Spanien

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanien