

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Abwasser Test Kit

Test aller wichtigen Parameter für die Abwasseranalyse



- Einzelparameter Test Kits in einer breiten Palette von parameterspezifischen Optionen
- Geeignet für viele analytische Anforderungen
- Komplett mit allen erforderlichen Test-Komponenten
- Ideal für mobile Ingenieure für Wasseraufbereitung und ihre Kunden

Bestell-Nr.: 56K701220

Industrie

Industrien sonstige

Applikation

Desinfektionsmittelkontrolle | Kühlwasser

Titel	Bestell-Nr.
CHECKIT® Disc pH (Universal)	146130
Plastikgefäß, graduert 100 ml, mit Deckel	385130A
Titrationgefäß mit Deckel, Plastik, 60 mL	56A006701
Trübungsröhr (zweiteilig) - 5-500 JTU (NTU)	56A010801
Trübungsröhr (einteilig) - 30-400 NTU	56A607101

Lieferumfang

- Kunststoffkoffer
- Checkit Comparator
- 4 - 10 pH Universal Checkit Disc
- Universal pH Tabletten
- Permanganat Tabletten
- Acidifying Sewage Effluent Tabletten
- Küvetten mit Deckel, Plastik, 10 mL
- Schüttelröhrchen mit Deckel 100 mL
- Spritze, Plastik, 20 mL
- Titrationgefäß mit Deckel, Plastik, 60 mL
- Trübungsröhrchen
- Bedienungsanleitung