


# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Chlor Produkte Tropftest Kit

Überwachung der Chlordesinfektion von Brauchwasser



Die hochwertigen Lovibond® Einzelparameter Tropftest Kits und Reagenzien sind in einer großen Anzahl von parameter-spezifischen Optionen erhältlich, um vielen analytischen Anforderungen gerecht zu werden. Jedes in sich geschlossene Kit ist in einem eigenen robusten Koffer untergebracht und wird komplett mit allen notwendigen Ausstattungsgegenständen wie Anleitung, Reagenzien, Spritze und Testflasche oder Testküvette für 100 Tests geliefert. Die Lovibond®-Tropftestkit-Reihe wurde von der Laborbürettenmethode abgeleitet und ist ein integraler Bestandteil des Analyseprogramms. Die Reagenzien sind einfach anzuwenden und liefern schnell Ergebnisse.

- Ideal für mobile Techniker
- Kompaktes & tragbares Design
- Leicht verständliche Anleitungen mit Piktogrammen
- Komplett mit notwendiger Ausstattung

Bestell-Nr.: 56K700210

#### Industrie

Industrien sonstige

#### Applikation

Desinfektionsmittelkontrolle

#### Chlor Produkte Tropftest Kit

Lovibond® bietet ein umfangreiches Sortiment von Einzelparameter Tropftest Kits für individuelle Testanforderungen an. Sie sind für den Einsatz in verschiedenen Wassertestanwendungen geeignet, darunter Trinkwasser, Prozesswasser, Kessel- und Kühlsysteme in der Industrie, Schwimmbadwasser und Abwasseraufbereitung. Tropftests funktionieren durch einen einfachen Farbwechsel und sind von den Methoden der Labor-Bürette abgeleitet.

#### Messbereich

**Test Name**

Chlorprodukte

**Messbereich**

0,01 - 15 % Cl<sub>2</sub>

# Lieferumfang

- Kunststoffkoffer
- Peracetic Acid Indicator CL2A Tabletten
- Chlorine Buffer CL1P
- Chlorine LR Titrant CL4
- Chlorine HR Titrant CL5
- Spritze Kunststoff, 1 mL
- Spritze Kunststoff, 20 mL
- Titriergefäß mit Deckel, Kunststoff, 60 mL
- Bedienungsanleitung

Titel	Bestell-Nr.
Spritze, Plastik, 20 mL	56A006501
Titrationgefäß mit Deckel, Plastik, 60 mL	56A006701
Plastikspritze 1 ml	56A013501

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
verkauf@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Deutschland

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Vereinigtes Königreich

## Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

## Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasilien

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Indien

## Tintometer Spanien

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanien