


Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Pooltester Chlor LR/pH im Karton

Die schnellen Analyse-Helfer am Pool



- Einfache Handhabung
- RAPID Tabletten lösen sich schnell auf
- Höchste Genauigkeit

Bestell-Nr.: 151613

Hohe Messgenauigkeit

Ergebnisse werden mit hoher Messgenauigkeit abgebildet. Sie haben schnell Gewissheit und können ggf. gegensteuern.

Intuitiv

Selbsterklärend ist die Bedienung des Testers. Und wenn Sie doch mal unsicher sind: Ein Blick auf die Verpackung und die intuitiv verständliche Anleitung genügt zur Beseitigung der Unklarheiten.

Ergonomisch

Der ergonomisch optimierte Deckel sorgt für einen sicheren Griff.

Industrie

Schwimmbad privat

Applikation

Beckenwasserkontrolle | Desinfektionsmittelkontrolle | Katastrophenmanagement | Kühlwasser | Lebensmittel und Getränke | Trinkwasseraufbereitung

Pooltester Chlor LR/pH im Karton

Ein Schritt in eine nachhaltige Zukunft: Der Pooltester CI LR, pH ist ab sofort in einer recycelbaren Verpackung erhältlich.

Der Pooltester ermöglicht die gleichzeitige Messung von Chlorgehalt und pH-Wert: Poolwasser einfüllen, Rapid Tabletten zugeben und den Farbumschlag mit der Skala vergleichen. So kann jeder Poolbesitzer ganz einfach den Überblick über die Wasserpflege seines Pools behalten.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Chlor	0,1 - 3,0 mg/L Cl ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Lieferumfang

- Pooltester
- Reagenztabletten für je 20 Analysen
- Bedienungsanleitung

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien