

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF332 EP-Farbskala (Eur. Arzneibuch Methode 2.2.2)

Pharmaceutical Colour Grading According to the EP Colour Scale



Alles, was Sie zum Messen mit der EP-Skala benötigen

Das AF 332 ist ein Eigenständiges Kit, das alles bietet, was Sie brauchen, um pharmazeutische Proben mit der European Pharmacopoeia (PH Eur MMethod 2.2.2) Skala abzustimmen, inklusive dem visuellen Lovibond® Comparator System 2000, fünf Farbeinstufungsscheiben und zwei 40 mm Küvetten.

Schnelle, Ökonomische & Tragbare visuelle Übereinstimmung

Der Comparator 2000+ ist ein flexibles, modulares System für die visuelle Farbermittlung. Durch die Verwendung eines geeigneten Comparator Geräts und Farbscheibe können Sie die Probe schnell gegen die kalibrierte, farbstabile Glasstandards vergleichen.

Zwei-Feld Ansicht für genaue Ergebnisses

Lovibond® Comparator Geräte enthalten ein integriertes Prisma, das die Probe- und Vergleichsfelder überlappen lässt, dies verbessert den Farbunterschied und die Überlappung. Das Prisma ist ultraschallversiegelt, um eine Verschmutzung der Optik zu verhindern. Jeder individuell abgestufte Glasstandard gibt eine eigenständige Stufe im Messbereich (im Gegensatz zu einer durchgängigen Abstufung) wieder, dies hilft der Farbunterscheidung und ermöglicht eine hohe Genauigkeit der Ergebnisse.

Konstante Lichtverhältnisse garantiert

Ein optionales Element des Comparator 2000+ ist die Tageslicht 2000 Beleuchtungseinheit. Dabei handelt es sich um eine standardisierte Lichtquelle, die konstante Beleuchtungsverhältnisse für genaue Far-

- Präzise Probenübereinstimmung zu der Europäischen Pharmacopoeia Farbskala
- Schnelle, Ökonomische & Tragbare visuelle Übereinstimmung
- Zwei-Feld Ansicht für genaue Ergebnisses
- Konstante Lichtverhältnisse garantiert

Bestell-Nr.: 433320

beinschätzungen garantiert. Dies ist besonders bei blassen Proben sehr hilfreich. Durch den Gebrauch einer Lovibond® Beleuchtungseinheit können Sie gleichförmigen Lichtverhältnissen für den Farbabgleich, 24 Stunden am Tag und unabhängig vom Umgebungslicht, sicher sein.

Verlängerte Lagerzeit

Das einzigartige Feature der Lovibond® Testscheiben ist ihr eingebauter gefärbter Glasstandard, der farbstabil ist und nicht von UV Licht oder extremen Umweltbedingungen beeinflusst wird.

Bitte beachten Sie, dass wir keine Kompatibilität von den eingestellten Lovibond® Comparator 1000 Scheiben mit den Scheiben des Lovibond® Comparator 2000+ gewährleisten können.

Industrie

Pharmazeutische Industrie

Applikation

Medizin und Klinikbedarf | Pharmazeutische Produkte und Kosmetik

AF332 EP-Farbskala (Eur. Arzneibuch Methode 2.2.2)

Farbe spiegelt Qualität in der Pharmaindustrie wieder. Verlässliche, reproduzierbare Testergebnisse versichern die endgültige Produktqualität und minimieren Produktionskosten. Die Geschwindigkeit der Analyse ist entscheidend für die Effizienz der Prozesskontrolle und die Einfachheit des Vorgangs verringert Fehler und erhöht die Produktivität.

Technische Daten

Applicable Standard Ph.Eur. 2.2.2

Farb-Durchsichtigkeit Transparent

Tragbarkeit Tragbar

Lieferumfang

- 1 x Lovibond 2000+ Comparator
- 1 x Comparator Tagelicht 2000+
- 1 x 4/64A EP Scheibe Bereich R1-R7
- 1 x 4/64B EP Scheibe Bereich Y1-Y7
- 1 x 4/64C EP Scheibe Bereich B1-B9
- 1 x 4/64D EP Scheibe Bereich BY1-BY7
- 1 x 4/64E EP Scheibe Bereich GY1-GY7
- 2 x W680.OG.40mm Küvette (Cal 20ml)

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien

Technische Änderungen vorbehalten

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies