



Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Chlorine HR Strips

Für die schnelle Bestimmung mit chemischer Reaktion



- Gefahrenfrei
- Schnell
- Immer zur Hand
- Semiquantitative Ergebnisse

Bestell-Nr.: 56S000190

Industrie

Industrien sonstige

Applikation

Desinfektionsmittelkontrolle

Chlorine HR Strips

Teststreifen bringen schnell und sauber Ergebnisse ohne den aufwändigen Einsatz von Reagenzien oder Tabletten. Mit ihrer einfachen Verwendung, durch Eintauchen und Vergleichen sind sie eine beliebte Option für Anwendungen, bei denen es vor allem um Schnelligkeit und Einfachheit geht.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Chlor HR Teststreifen	10 - 200 mg/L Cl ₂