

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Chlorine Dioxide HR Test Strips

Für die schnelle Bestimmung mit chemischer Reaktion



- Gefahrenfrei
- Schnell
- Immer zur Hand
- Semiquantitative Ergebnisse

Bestell-Nr.: 56S000550

Industrie

Industrien sonstige | Kommunen

Applikation

Desinfektionsmittelkontrolle

Chlorine Dioxide HR Test Strips

Teststreifen bringen schnell und sauber Ergebnisse ohne den aufwändigen Einsatz von Reagenzien oder Tabletten. Mit ihrer einfachen Verwendung, durch Eintauchen und Vergleichen sind sie eine beliebte Option für Anwendungen, bei denen es vor allem um Schnelligkeit und Einfachheit geht.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Chlordioxid-Teststreifen HR	0,5 - 100 mg/L ClO ₂