

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Wasserstoffperoxid-Teststreifen

Für die schnelle Bestimmung mit chemischer Reaktion



- Gefahrenfrei
- Schnell
- Immer zur Hand
- Semiquantitative Ergebnisse

Bestell-Nr.: 56S000850

### Industrie

Industrien sonstige

### Applikation

Desinfektionsmittelkontrolle | Kühlwasser

### Wasserstoffperoxid-Teststreifen

Teststreifen bringen schnell und sauber Ergebnisse ohne den aufwändigen Einsatz von Reagenzien oder Tabletten. Mit ihrer einfachen Verwendung, durch Eintauchen und Vergleichen sind sie eine beliebte Option für Anwendungen, bei denen es vor allem um Schnelligkeit und Einfachheit geht.

### Messbereich

Test Name	Messbereich
Wasserstoffperoxid-Teststreifen	0,5 - 100 mg/L H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>