

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Härte, gesamt Strips

Für die schnelle Bestimmung mit chemischer Reaktion



- Gefahrenfrei
- Schnell
- Immer zur Hand
- Semiquantitative Ergebnisse

Bestell-Nr.: 56S000950

Industrie

Industrien sonstige

Applikation

Kesselwasser | Kühlwasser

Härte, gesamt Strips

Teststreifen bringen schnell und sauber Ergebnisse ohne den aufwändigen Einsatz von Reagenzien oder Tabletten. Mit ihrer einfachen Verwendung, durch Eintauchen und Vergleichen sind sie eine beliebte Option für Anwendungen, bei denen es vor allem um Schnelligkeit und Einfachheit geht.

Messbereich

Test Name

Härte, gesamt Teststreifen

Messbereich

40 - 1000 mg/L CaCO₃