

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



pH Strips pH 4,5-10 Plastic

Für die schnelle Bestimmung mit chemischer Reaktion



- Gefahrenfrei
- Schnell
- Immer zur Hand
- Semiquantitative Ergebnisse

Bestell-Nr.: 56S001090

Industrie

Industrien sonstige

Applikation

Kühlwasser

pH Strips pH 4,5-10 Plastic

Teststreifen bringen schnell und sauber Ergebnisse ohne den aufwändigen Einsatz von Reagenzien oder Tabletten. Mit ihrer einfachen Verwendung, durch Eintauchen und Vergleichen sind sie eine beliebte Option für Anwendungen, bei denen es vor allem um Schnelligkeit und Einfachheit geht.

Messbereich

Test Name

pH-Teststreifen

Messbereich

4,5 - 10 pH