

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Pooltester Chlor LR/pH in Box

Die schnellen Analyse-Helfer am Pool



### Hohe Messgenauigkeit

Ergebnisse werden mit hoher Messgenauigkeit abgebildet. Sie haben schnell Gewissheit und können ggf. gegensteuern.

### Intuitiv

Selbsterklärend ist die Bedienung des Testers. Und wenn Sie doch mal unsicher sind: Ein Blick auf die Verpackung und die intuitiv verständliche Anleitung genügt zur Beseitigung der Unklarheiten.

### Ergonomisch

Der ergonomisch optimierte Deckel sorgt für einen sicheren Griff.

- Einfache Handhabung
- Futuristisches Design
- RAPID Tabletten lösen sich schnell auf
- Höchste Genauigkeit

Bestell-Nr.: 151600

### Industrie

NGO | Schifffahrt | Schwimmbad privat | Schwimmbadservice

### Applikation

Beckenwasserkontrolle | Katastrophenmanagement

### Pooltester Chlor LR/pH in Box

Der Pooltester ist ein preisgünstiges Gerät zur Bestimmung von Desinfektionsmitteln und des pH-Wertes.

### Messbereich

| Test Name | Messbereich                    |
|-----------|--------------------------------|
| Chlor     | 0,1 - 3,0 mg/L Cl <sub>2</sub> |
| pH        | 6.8 - 8.2 pH                   |

## Lieferumfang

- Pooltester in robuster Kunststoffbox
- Reagenztabletten für je 20 Analysen
- Bedienungsanleitung