

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Pooltester Brom/pH in Box

Die schnellen Analyse-Helfer am Pool



- Einfache Handhabung
- Futuristisches Design
- RAPID Tabletten lösen sich schnell auf
- Höchste Genauigkeit

Bestell-Nr.: 151604

Hohe Messgenauigkeit

Ergebnisse werden mit hoher Messgenauigkeit abgebildet. Sie haben schnell Gewissheit und können ggf. gegensteuern.

Intuitiv

Selbsterklärend ist die Bedienung des Testers. Und wenn Sie doch mal unsicher sind: Ein Blick auf die Verpackung und die intuitiv verständliche Anleitung genügt zur Beseitigung der Unklarheiten.

Ergonomisch

Der ergonomisch optimierte Deckel sorgt für einen sicheren Griff.

Industrie

Schwimmbad privat | Schwimmbadservice

Applikation

Beckenwasserkontrolle

Pooltester Brom/pH in Box

Der Pooltester ist ein preisgünstiges Gerät zur Bestimmung von Desinfektionsmitteln und des pH-Wertes.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Brom	1,0 - 8,0 mg/L Br ₂
pH	6.8 - 8.2 pH

Lieferumfang

- Pooltester in robuster Kunststoffbox
- Reagenztabletten für je 20 Analysen
- Bedienungsanleitung