

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## DI10 Inkubator

Für kontrolliertes Bakterienwachstum



Um die Ergebnisse der Dipslides und anderer mikrobiologischer Tests wie Coliform / E-coli Test Kit von Woche zu Woche vergleichen zu können, müssen die Inkubationszeit und die Inkubationstemperatur bei jeder Testdurchführung gleich sein. Dadurch wird immer ein kontrolliertes und gleichmäßiges Bakterienwachstum gewährleistet. Mit dem DI10 Inkubator kann somit ein wichtiger und notwendiger Schritt zur Analyse der mikrobiologischen Aktivität im Wasser durchgeführt werden. Der Lovibond® DI10 Inkubator ermöglicht die zuverlässige Inkubation vor Ort, im Labor oder sogar unterwegs im Auto. Für die Inkubation von Dipslides empfehlen wir den Kauf des Dipslides-Halters. Dieser bietet einen sicheren Stand für 12 Dipslides im DI10 während der Inkubationszeit.

- Robuste Ausführung
- Fasst bis zu 12 Dipslides oder 10 Petri-schalen
- Hervorragende Temperaturstabilität
- Betrieb im Auto möglich

Bestell-Nr.: 56B000701

### Industrie

Chemische Industrie | Energieversorger | Industrien sonstige | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie | Schifffahrt

### Technische Daten

<b>Voltage</b>	12 V
<b>Display</b>	1 x 16 bit hintergrundbeleuchtetes LCD
<b>Stromversorgung</b>	12 V 110 V 240 V
<b>Temperaturtoleranz</b>	± 0.5 °C
<b>Konformität</b>	CE
<b>Abmessungen</b>	246 x 215 x 162 mm

# Lieferumfang

- DI10
- Netzteil
- Stromkabel-Set (Großbritannien, Europa und USA)
- Zigarettenanzünder Kabel & 8 Steckadapter
- Bedienungsanleitung

Titel	Bestell-Nr.
Stromkabel-Set	176300
Netzteil	182049

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
verkauf@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Deutschland

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Vereinigtes Königreich

## Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

## Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasilien

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Indien

## Tintometer Spanien

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanien