

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### *Legionella* Field Test Kit

The World's Fastest *Legionella* Test



*Legionellen* sind die Auslöser der Legionärskrankheit, einer potenziell tödlichen Form der Lungenentzündung. Es gibt weltweit Richtlinien zur Bekämpfung von *Legionellen*.

Im Rahmen der Überarbeitung der Trinkwasserverordnung wurden die Hauptparameter festgelegt, die wöchentlich und monatlich getestet werden müssen, um die Gefahr einer *Legionellen*-Vermehrung schädlichen Ausmaßes in offenen Wassersystemen zu minimieren.

Die Lovibond® „L8“-Testkits zum Schutz vor *Legionellen* enthalten alle empfohlenen Tests für die wöchentliche sowie monatliche Überwachung.

- Schnell, einfach und genau
- Ergebnisse in nur 25 Minuten!
- Bestätigt die Leistung von *Legionellen*präventions- und Behandlungsprotokollen
- Testkits zum Nachweis von *Legionellen* sowohl auf Wasserbasis als auch Biofilm erhältlich

Bestell-Nr.: 56B006001

#### *Legionella* Field Test Kit

Das *Legionellen*-Testkit ist das grundlegendste *Legionellen*-Testkit. Der Test ist einfach und schnell - keine Reagenzien oder Interpretation der Ergebnisse erforderlich!

Mit Ergebnissen in 25 Minuten ermöglicht der Test ein sofortiges Verständnis und eine Reaktion auf die Wasserbedingungen. Regelmäßiger Gebrauch erhöht das Vertrauen in Ihre *Legionellen*-Kontrollverfahren und reduziert das Risiko von Ausbrüchen und Rechtsstreitigkeiten!

Benutzer sammeln einfach eine Wasserprobe in dem bereitgestellten Sammelbeutel und geben mit der mitgelieferten Einwegpipette mit genauem Volumen 100 µl Probe auf den Teststreifen. Nach der erforderlichen Reaktionszeit wird die Testlinie rot, wenn die Ergebnisse positiv sind.

**Nachweisgrenze**  
100.000 CFU/l

**Anzahl Tests**  
10

#### Lieferumfang

- 10 Teststreifen mit Dispensierpipetten
- 10 Sammelbeutel
- Bedienungsanleitung
- Transportkoffer