

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Legionella Swab Test Kit

The World's Fastest *Legionella* Test



*Legionellen* sind die Auslöser der Legionärskrankheit, einer potenziell tödlichen Form der Lungenentzündung. Es gibt weltweit Richtlinien zur Bekämpfung von *Legionellen*.

Im Rahmen der Überarbeitung der Trinkwasserverordnung wurden die Hauptparameter festgelegt, die wöchentlich und monatlich getestet werden müssen, um die Gefahr einer *Legionellen*-Vermehrung schädlichen Ausmaßes in offenen Wassersystemen zu minimieren.

Die Lovibond® „L8“-Testkits zum Schutz vor *Legionellen* enthalten alle empfohlenen Tests für die wöchentliche sowie monatliche Überwachung.

- Schnell, einfach und genau
- Ergebnisse in nur 25 Minuten!
- Bestätigt die Leistung von *Legionellen*präventions- und Behandlungsprotokollen
- Testkits zum Nachweis von *Legionellen* sowohl auf Wasserbasis als auch Biofilm erhältlich

Bestell-Nr.: 56B006401

#### Legionella Swab Test Kit

Innerhalb eines Wassersystems wachsen *Legionellen* normalerweise innerhalb von Biofilmen (Schleim), die sich auf den Innenseiten von Rohrleitungen, Duschköpfen, Kühlturmverpackungen oder Wassertanks befinden. Bakterien, die in der Planktonphase (d.h. im Wasser selbst suspendiert) gefunden werden, sind in der Regel ein Indikator für die Besiedlung des Biofilms.

Da eine saubere Wasserprobe nicht mit einem sauberen System gleichzusetzen ist (die Vermehrung von *Legionellen* ist in einem Biofilm größer als in Wasser), kann dieses Kit verwendet werden, um die Kontamination in einem System zu bestimmen oder um die Reinheit eines Bereichs nach einer gezielte Reinigung.

Verwenden Sie dieses Kit, um *Legionellen* in ihrem Brutgebiet zu finden - dieser sehr selektive Test kann Legionellen auch in Proben mit sehr hoher Hintergrundflora nachweisen. Mit Ergebnissen in etwa 25 Minuten ermöglicht der Test ein sofortiges Verständnis und eine Reaktion auf die Wassersystembedingungen. Regelmäßiger Gebrauch erhöht das Vertrauen in Ihre *Legionellen*-Kontrollverfahren und reduziert das Risiko von Ausbrüchen und Rechtsstreitigkeiten!

**Nachweisgrenze**  
200 CFU/l / Swabbed area

**Anzahl Tests**  
5

# Lieferumfang

- 5 Teststreifen mit Dispensierpipetten
- 5 Tupfer
- Wiederherstellungspuffer
- 5 Reaktionsgefäße
- Bedienungsanleitung
- Transportkoffer

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
verkauf@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Deutschland

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Vereinigtes Königreich

## Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
China

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaysia

## Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brasilien

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
USA

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Indien

## Tintometer Spanien

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Spanien