

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Legionella Single Syringe Test Kit

The World's Fastest *Legionella* Test



*Legionellen* sind die Auslöser der Legionärskrankheit, einer potenziell tödlichen Form der Lungenentzündung. Es gibt weltweit Richtlinien zur Bekämpfung von *Legionellen*.

Im Rahmen der Überarbeitung der Trinkwasserverordnung wurden die Hauptparameter festgelegt, die wöchentlich und monatlich getestet werden müssen, um die Gefahr einer *Legionellen*-Vermehrung schädlichen Ausmaßes in offenen Wassersystemen zu minimieren.

Die Lovibond® „L8“-Testkits zum Schutz vor *Legionellen* enthalten alle empfohlenen Tests für die wöchentliche sowie monatliche Überwachung.

- Schnell, einfach und genau
- Ergebnisse in nur 30 Minuten!
- Bestätigt die Leistung von *Legionellen*präventions- und Behandlungsprotokollen
- Testkits zum Nachweis von *Legionellen* sowohl auf Wasserbasis als auch Biofilm erhältlich

Bestell-Nr.: 56B006601

### Legionella Single Syringe Test Kit

Der Single Test Kit dient zum Nachweis von *Legionellen* in einer Wasserprobe und ist ideal für Benutzer, die die erhöhte Testgenauigkeit einer gefilterten Probe benötigen.

Mit Ergebnissen in 30-35 Minuten ermöglicht der Test ein sofortiges Verständnis und eine Reaktion auf die Wasserbedingungen. Regelmäßiger Gebrauch erhöht das Vertrauen in Ihre *Legionellen*-Kontrollverfahren und reduziert das Risiko von Ausbrüchen und Rechtsstreitigkeiten!

Kit liefert alles, was für einen Test benötigt wird.

#### Nachweisgrenze

100 CFU/l

#### Anzahl Tests

1

### Lieferumfang

- 1 Teststreifen mit Dispensierpipette
- Recovery-Puffer-Spritze
- Probensammelglas
- Einwegfilter
- 60 ml Spritze
- Bedienungsanleitung