

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Härte-gesamt Test Kit (°dh)

Nachweis im Kessel-, Kühl- und Betriebswasser



- Schnelle quantitative Bestimmung
- Zur Untersuchung von Kessel-, Kühl und Betriebswasser
- Feld- und Laboruntersuchungen möglich
- Wirtschaftlich durch preiswerte Nachfüleinheiten

Bestell-Nr.: 2418411

### Härte-gesamt Test Kit (°dh)

Diese Test Kits wurden speziell für die Untersuchung von Kessel-, Kühl- und Brauchwasser entwickelt. Sowohl kolorimetrische als auch titrimetrische Verfahren kommen zum Einsatz. Jedes Test Kit enthält alle notwendigen Chemikalien und Hilfsmittel in flüssiger oder in Pulverform. In der ausführlichen Anleitung ist die Analyse Schritt für Schritt beschrieben.

Die Lieferung erfolgt in einem robusten und kompakten Kunststoffetui. Selbstverständlich stehen für alle Test Kits preiswerte Nachfüllreagenzien zur Verfügung.

### Messbereich

Test Name	Messbereich
Härte, Karbonat (neue Version)	1 Tr. = 1 oder 0,5 °dH

### Technische Daten

Abmessungen	90 x 36 x 36 mm
Gewicht mit Verpackung	30 g

Titel	Bestell-Nr.
Gesamthärte-Reagenz	418563