

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Alkalität Test Kit PM-1

Nachweis im Kessel-, Kühl- und Betriebswasser



- Schnelle quantitative Bestimmung
- Zur Untersuchung von Kessel-, Kühl und Betriebswasser
- Feld- und Laboruntersuchungen möglich
- Wirtschaftlich durch preiswerte Nachfüleinheiten

Bestell-Nr.: 2418501

### Alkalität Test Kit PM-1

Diese Test Kits wurden speziell für die Untersuchung von Kessel-, Kühl- und Brauchwasser entwickelt. Sowohl kolorimetrische als auch titrimetrische Verfahren kommen zum Einsatz. Jedes Test Kit enthält alle notwendigen Chemikalien und Hilfsmittel in flüssiger oder in Pulverform. In der ausführlichen Anleitung ist die Analyse Schritt für Schritt beschrieben.

Die Lieferung erfolgt in einem robusten und kompakten Kunststoffetui. Selbstverständlich stehen für alle Test Kits preiswerte Nachfülleinheiten zur Verfügung.

### Messbereich

Test Name	Messbereich
Alkalität PM-1 (p- + m-Wert)	1 Tr. = 1 oder 0,5 mmol/l

### Technische Daten

Abmessungen	157 x 135 x 55 mm
Gewicht mit Verpackung	183 g