

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Härte, Karbonat Test Kit KH-1

Nachweis im Kessel-, Kühl- und Betriebswasser



- Schnelle quantitative Bestimmung
- Zur Untersuchung von Kessel-, Kühl und Betriebswasser
- Feld- und Laboruntersuchungen möglich
- Wirtschaftlich durch preiswerte Nachfüleinheiten

Bestell-Nr.: 2418713

Härte, Karbonat Test Kit KH-1

Diese Test Kits wurden speziell für die Untersuchung von Kessel-, Kühl- und Brauchwasser entwickelt. Sowohl kolorimetrische als auch titrimetrische Verfahren kommen zum Einsatz. Jedes Test Kit enthält alle notwendigen Chemikalien und Hilfsmittel in flüssiger oder in Pulverform. In der ausführlichen Anleitung ist die Analyse Schritt für Schritt beschrieben.

Die Lieferung erfolgt in einem robusten und kompakten Kunststoffetui. Selbstverständlich stehen für alle Test Kits preiswerte Nachfüllreagenzien zur Verfügung.

Messbereich

| Test Name | Messbereich |
|-----------------|------------------------|
| Härte, Karbonat | 1 Tr. = 1 oder 0,5 °dH |

Technische Daten

Abmessungen 90 x 72 x 36 mm