

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Sulfit Test Kit SUL-1

Nachweis im Kessel-, Kühl- und Betriebswasser



- Schnelle quantitative Bestimmung
- Zur Untersuchung von Kessel-, Kühl und Betriebswasser
- Feld- und Laboruntersuchungen möglich
- Wirtschaftlich durch preiswerte Nachfüleinheiten

Bestell-Nr.: 2418532

Sulfit Test Kit SUL-1

Diese Test Kits wurden speziell für die Untersuchung von Kessel-, Kühl- und Brauchwasser entwickelt. Sowohl kolorimetrische als auch titrimetrische Verfahren kommen zum Einsatz. Jedes Test Kit enthält alle notwendigen Chemikalien und Hilfsmittel in flüssiger oder in Pulverform. In der ausführlichen Anleitung ist die Analyse Schritt für Schritt beschrieben.

Die Lieferung erfolgt in einem robusten und kompakten Kunststoffetui. Selbstverständlich stehen für alle Test Kits preiswerte Nachfüllreagenzien zur Verfügung.

Messbereich

Test Name	Messbereich
Sulfit	1 Tr. = 5 oder 2.5 mg/l Na_2SO_3

Technische Daten

Abmessungen	157 x 135 x 55 mm
Gewicht mit Verpackung	113 g