

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## ASTM-Farbzahl <0,5



Bestell-Nr.: 134290

Reference liquid standards are assigned a nominal value and Lovibond Tintometer always endeavours to match this value as closely as possible. On occasion, it may not be possible to match the requested value exactly. The value achieved and the expected performance tolerances will, of course, always be reported.

### ASTM-Farbzahl <0,5

500-ml-Flasche, zertifiziert gemäß ISO/IEC 17025 mit einer Haltbarkeit von 12 Monaten.

Vollständige Nachverfolgbarkeit gemäß international anerkannten Standards

Jede Flasche wird mit vollständigen Zertifikaten geliefert, inkl. Sicherheitsdatenblatt.